Flo-tech®
Solution Xtra



Sistema de cojines y modulares

INVACARE®

Yes, you can.®

Combina excelentes propiedades reductoras de presión con la promoción de la corrección activa y el control postural.

El sistema modular y de cojín *Invacare* ***Flo-tech Solution Xtra*** se ha desarrollado en colaboración con profesionales sanitarios para abordar necesidades complejas de asiento.

Gracias a este sistema modular, las intervenciones terapéuticas para el mantenimiento postural se pueden abordar con mayor eficacia, mejorando la función, maximizando la comodidad y preservando la integridad de la piel.

Diseñado para promover la corrección activa y el manejo de la postura

Los componentes modulares están fabricados con espuma CMHR de alta densidad para lograr una corrección activa y el manejo postural. Las cuñas cuentan con marcas de referencia y fijaciones de velcro, lo que permite cortarlas según las necesidades de cada usuario. La aplicación de cuñas bajo el cojín, combinada con la implementación de componentes modulares en la superficie superior, ofrece una gama de opciones muy versátil para los terapeutas que buscan intervenciones específicas de manejo postural.



Gran saco de fluido doble que cubre toda la superficie superior del cojín

La zona de contacto entre el usuario y el cojín de espuma está protegida, ya que el fluido redistribuye la presión alejándola de las prominencias óseas. La capa adicional de fluido se incorpora bajo la zona isquiática y sacra para potenciar aún más la capacidad de reducción de la presión de este cojín, haciéndolo adecuado para usuarios de muy alto riesgo.

Diseño de portada

La funda está fabricada con un material resistente a la penetración de líquidos, lo que impide que la tela de la funda se moje. Además, se ha incorporado un diseño innovador que permite su expansión, aumentando así la inmersión del usuario en el cojín una vez añadidos los componentes *Invacare* ***Flo-tech Solution Xtra***. La funda cuenta con dos cremalleras con deslizadores codificados por colores: azul para abrir la funda y verde para expandirla. La funda se puede abrir desde arriba o desde abajo para ajustar los componentes según sea necesario.

Características y opciones



Almohadilla para oblicuidad pélvica

La almohadilla para oblicuidad pélvica se puede insertar en cualquier lado del isquion, debajo de la almohadilla de gel, para corregir y corregir oblicuidades pélvicas.



Alineador de Cadera

El alineador de cadera se puede colocar en cualquier lado del borde trasero del cojín, se fija con el cierre de velcro y se puede usar de forma unilateral o bilateral para favorecer la alineación de la cadera.



Alineador de muslo

El alineador de muslo puede colocarse en cualquier lado de la parte frontal del fémur y usarse unilateral o bilateralmente para reducir la rotación externa y la abducción de los muslos.

Características y opciones



Pomo – Estándar o Profundo

El pomo se puede colocar en la parte delantera del cojín para aumentar su altura y así favorecer la alineación femoral, mantener las articulaciones de la cadera y, posiblemente, ayudar con la espasticidad.



Rigidizadores

El rigidizador se coloca debajo de todo el cojín (incluidas las cuñas). Esto mantiene una base firme sobre las lonas colgadas para maximizar el efecto de los componentes.



Bolsa de fluidos

Se puede insertar una bolsa de fluidos en el isquion donde sea necesario y se puede doblar para una colocación específica.
La colocación específica ayudará a prevenir el deslizamiento hacia adelante, aliviará la presión sacra y aliviará la oblicuidad pélvica leve.



Cuña frontal

La cuña frontal se coloca debajo de la base del cojín y deberá recortarse a la medida deseada. Contribuye a la estabilidad pélvica y se adapta a la inclinación posterior, a la vez que reduce la anterior.



Cuñas laterales (cónicas)

Las cuñas laterales se pueden colocar en cualquier esquina de la base del cojín. Ayudan a la rotación lateral de la cadera y a la alineación del muslo. Se pueden usar debajo de un muslo para discrepancias leves en la flexión de la cadera y para un posicionamiento postural más suave.



Cuñas laterales

Las cuñas laterales se pueden colocar debajo de la base del cojín y deben ajustarse al tamaño del mismo. Facilitan la estabilidad lateral de la pelvis y la cadera, y favorecen una postura más cómoda.



Ultra-fresh™ añadido a todos los cojines para una protección antimicrobiana y contra el mal olor

Tratamiento antimicrobiano aplicado a toda la espuma Flo-tech para protegerla del crecimiento de bacterias causantes del mal olor. Proporciona una frescura más duradera.

Datos técnicos

Para obtener información de preventa más completa sobre este producto, incluido el manual del usuario, consulte su sitio web local de Invacare.

	Rango de tallas	Altura	Peso total del producto	Peso máximo del usuario[1]	Temperatura máxima de limpieza
Flo-tech Xtra	44	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°

Bariatric use

1. Los límites de peso máximo del usuario se establecen asumiendo que el cojín seleccionado tiene el ancho y la profundidad adecuados para el/los usuario(s) previsto(s).

Fabricado según las normas europeas: BS EN 1021-1 Cigarrillos, BS EN 1021-2 Cerillas y BS 7176 (Crib 5)

Colores

Negro liso



Espaciador negro tela



Tenga en cuenta que los colores pueden variar ligeramente de los que se muestran arriba.

(34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare España
Avenida del Oeste nº50, 1 1ª
Valencia - CP: 46001
España

Yes, you can.

© 2025 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. ES – 09/25