

BAUERFEIND®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LINFOLOGÍA

2025 / 2026

BAUERFEIND.ES

BAUERFEIND.
POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS. PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Bauerfeind AG es uno de los principales fabricantes de productos médicos. Con nuestros productos ponemos a las personas en movimiento y contribuimos significativamente a que conserven y recuperen su salud.

CONOCIMIENTO MÉDICO Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Llevamos décadas desarrollando productos de compresión para cuadros clínicos que requieran compresión.
Esta experiencia la combinamos con un compromiso sin límites en la producción y asistencia al cliente, así como una gran creatividad en el desarrollo.

VARIEDAD EFECTIVA

Con los productos de tejido plano confeccionados a medida **VenoTrain curaflow** podemos ofrecer a los pacientes un tratamiento personalizado con trece variantes de color y más de 1000 combinaciones posibles entre productos y elementos añadidos.
Los beneficios terapéuticos incluyen el alto contenido de microfibra en el tejido plano, las delicadas costuras planas y las zonas funcionales especiales.

La media de compresión de tejido plano **VenoTrain delight** ofrece una solución rápida en caso de afecciones venosas graves, linfedema y lipedema u otras patologías que requieran terapia compresiva. Como producto de serie, es ideal como tratamiento básico y tratamiento agudo.

Nuestra media de compresión de tejido circular **VenoTrain impuls** combina muchas ventajas: Con la microfibra transpirable y los fuertes hilos de compresión, ofrece una alta comodidad con un alto grado de actuación. La presión terapéutica necesaria se despliega incluso con movimientos mínimos.

La manga **VenoTrain soft** de tejido circular se emplea en caso de linfedema leve en el brazo y, de manera preventiva, en caso de riesgo inminente de linfedema en el brazo por extracción del ganglio linfático de la axila o por radioterapia o edema post-quirúrgico, tvp.*

CALIDAD INCONDICIONAL

Los productos de Bauerfeind no solo cumplen simplemente con un estándar, sino que cumplen con los más altos requisitos de calidad, eficacia y comodidad.
Lo confirman los procesos de inspección regulares cuyos sellos y símbolos pueden llevar nuestros productos tras pasar las pruebas con éxito.

Todas las medias de compresión médica VenoTrain cuentan con el marcado CE y, por lo tanto, cumplen con los requisitos legales vigentes. Asimismo, cuentan con la marca de calidad alemana RAL y el sello de calidad OEKO-TEX STANDARD 100.

Desde el hilo hasta la confección final, nuestras medias de compresión medicinales se desarrollan y producen en Alemania.

* La lista completa de indicaciones se encuentra en las instrucciones de uso de VenoTrain adjuntas al producto.

MADE IN GERMANY

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Quality Management DQS ISO 13485

CE MD


BAUERFEIND





EXPERIENCIA DE BAUERFEIND EN COMPRESIÓN:
CUATRO DIMENSIONES DE EXCELENCIA

La amplia experiencia en compresión de Bauerfeind garantiza que los pacientes de todo el mundo puedan beneficiarse de una mejora de la salud y la movilidad, fieles al lema:

Por personas para las personas.
Para una mejor calidad de vida.









POWER OF COMPRESSION
Bauerfeind aprovecha sus amplios conocimientos, para desarrollar soluciones terapéuticas de compresión eficaces.

ENGINEERED COMPRESSION
Aplicando la precisa competencia en tejidos, Bauerfeind crea productos de compresión innovadores que cumplen las normas técnicas más exigentes.

INNOVATION FOR COMPRESSION
Como líder en innovación, Bauerfeind sienta las bases en tecnología de compresión para ofrecer soluciones avanzadas a los pacientes.

BAUERFEIND INNOVATION CENTER
Las rigurosas pruebas y el control de calidad en el centro de desarrollo de Bauerfeind garantizan la fiabilidad y la eficacia de cada generación de productos.

GARANTÍAS DE SERVICIO
PARA EL COMERCIO ESPECIALIZADO EN ESPAÑA

LÍNEA DIRECTA DE TELÉFONO
¡Estaremos encantados de atenderle!

100 % LOCALIZABLE*
Como su colaborador competente estaremos a su disposición por teléfono
Lu. – Ju. 08.30 am – 06.00 pm,
Vi. 08.00 a – 02.00 pm (hora peninsular).
Puede contactar con nosotros por correo electrónico.
*Excepto en caso de fallos en el sistema y trabajos de mantenimiento.

SISTEMAS DE PEDIDO ELECTRÓNICOS
Haga sus pedidos de forma rápida y fácil a través de una interfaz electrónica o nuestra tienda online donde encontrará numerosas funciones como presupuestos, hojas de datos, etc.

ENVÍO EN EL MISMO DÍA LABORABLE
Si hace su pedido antes de las 15.00 horas: la mercancía en stock se envía en el mismo día (a excepción de pedidos grandes). Estaremos encantados de acordar también sus peticiones de envíos urgentes.

FABRICACIÓN EXPRÉS PARA UN TRATAMIENTO A MEDIDA RÁPIDO
Los pedidos a medida urgentes de VenoTrain impuls (caramelo), que realice antes de las 10:00 horas, se confeccionarán y enviarán el mismo día laborable.

GASTOS DE ENVÍO
En el caso de pedidos con un valor superior a 180,00 € asumimos los gastos de envío (incluyendo pedidos estándares y medias a medida). De esta manera puede pedir todos los artículos de nuestra gama de productos en un pedido.

RECOGIDA DE LA MERCANCÍA
Para consultar, envíenos un correo electrónico o llámenos al teléfono de Atención al cliente **+34 963 85 66 33**, para poder proceder con la devolución.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA DE 365 DÍAS
En el caso del **producto estándar**: se aceptan devoluciones: De 15 días a 6 meses – se aplica 20 % descuento sobre el precio con el que se compró el producto. De 6 meses a 1 año – se aplica 40 % descuento sobre el precio con el que se compró el producto.
Más de un año no se acepta devolución.

PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES
Procesamos sus devoluciones lo antes posible a partir de la fecha de recepción de la mercancía.


Más información sobre nuestro servicio de atención al cliente:
experts.bauerfeind.com/b2b/service

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE LINFOLOGÍA

T +34 963 85 66 33
E info@bauerfeind.es

Mónica Belda
Jefa de producto de la línea de compresión
T +34 692 52 56 41
E monica.belda@bauerfeind.es

RESUMEN DEL TRATAMIENTO



*Sin estadificación debido a la nueva directriz de lipedema. (Fuente: directriz de lipedema S2k: número de registro AWMF 037-012, versión 2024)

CONTENIDO

LA APLICACIÓN CURAFLOW
LA ACOMPAÑANTE IDEAL
PARA SUS CLIENTES

Página 8

VISTA GENERAL DE COLORES DE LA LÍNEA DE LINFOLOGÍA
LAS MEDIAS ADECUADAS
PARA CADA PERSONA

Página 9

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
HECHO PARA EL DÍA A DÍA

Página 9

TERMINACIONES Y LIGAS
SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN COMODIDAD

Página 10

PIERNA Y PIE



13 Concepto de tratamiento
14 VenoTrain® impuls
Producto de serie y a medida
16 VenoTrain® delight
Producto de serie y a medida
+ Elementos añadidos
20 VenoTrain® curaflow
Producto a medida
+ Elementos añadidos para el cuidado de las piernas disponibles con VenoTrain curaflow
29 Tipos de cuña

BRAZO Y MANO



31 Concepto de tratamiento
32 VenoTrain® soft
Producto de serie
34 VenoTrain® curaflow
Producto a medida
+ Elementos añadidos para el tratamiento de los brazos

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

38 Productos complementarios
39 VenoTrain® glider

PRESCRIPCIÓN Y PEDIDO

40 Modificaciones | Reparaciones
42 El sistema de vasos linfáticos
43 Números de pedido
44 Categorias
45 Otras áreas de productos de Bauerfeind
46 Hojas de pedido

PROXIMA-
MENTE

LA APLICACIÓN CURAFLOW

LA ACOMPAÑANTE IDEAL PARA SUS PACIENTES* CON LINFEDEMA Y LIPEDEMA

¿QUÉ OFRECE LA APLICACIÓN?

Consejos de expertos
Sobre los aspectos de la terapia descongestiva compleja (TDC), por ejemplo, el cuidado de la piel y el drenaje linfático manual y los productos de compresión de Bauerfeind

Motivación
Programa de ejercicios individual y variado que le anime a moverse más en la vida cotidiana

Apoyo para una autogestión satisfactoria
Diario personal

Función de recordatorio para nuevos productos de compresión

Descargas e información adicional:
bauerfeind.de/curaflow-app

PRODUCTO SANITARIO



Trate con VenoTrain curaflow y recomiende la aplicación curaflow.

¡Tus pacientes se lo agradecerán!

*Según prescripción médica

VISTA GENERAL DE COLORES DE LA LÍNEA DE LINFOLOGÍA

LAS MEDIAS ADECUADAS PARA CADA PERSONA

VenoTrain®	COLORES ESTÁNDAR				COLORES ADICIONALES			EFECTOS CROMÁTICOS		COLORES DE MODA			
	Caramelo	Marino	Antracita	Negro	Crema	Espresso	Royal	Black Water	Black Fire	Irish Green	French Lavender	Toscana Red	Wild Berry
								NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	
impuls	●	●	●	●						●	●		
delight	●			●									
curaflow	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
soft para brazo	●			●									

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

HECHO PARA EL DÍA A DÍA

VenoTrain curaflow

- Tejido suave para una cómoda colocación y agradable sensación de uso
- Material extrasuave en poplíteo y el pliegue del codo para un movimiento sin limitaciones, previene irritaciones por fricción
- Presión constante y óptima distribución de la presión con un efecto perceptible durante todo su uso; agradable tejido de doble tracción, suave y de malla fina
- Adaptación perfecta a las medidas individuales, gracias a las costuras anatómicas confeccionadas a medida
- Tejido transpirable y regulador de la humedad gracias a la microfibra para una agradable comodidad de uso
- Estructura longitudinal inteligente para lograr el óptimo transporte de la linfa



TERMINACIONES Y LIGAS
SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN COMODIDAD

Nuestras terminaciones y ligas hacen que las medias de compresión queden firmemente colocadas y no se deslicen. Además de suaves y transpirables, sus materiales son además respetuosos con la piel y especialmente cómodos de llevar. Infórmese más detalladamente sobre cada modelo y los distintos diseños.



TERMINACIONES



TERMINACIÓN CON COMPRESIÓN

Terminación con tejido compresivo sin silicona ni costuras adicionales.

Disponible con VenoTrain curaflow



TEXTIL CON BANDA ELÁSTICA INTERNA AJUSTABLE

Terminación solo presente en los pantis y que se define como estándar.

Disponible con VenoTrain curaflow y VenoTrain impuls (a medida)



CINTURILLA

Terminación plana con cinta elástica sin revestimiento de silicona y con una gran comodidad de uso.

Disponible con VenoTrain curaflow y VenoTrain impuls (AT de serie)

LIGAS





TERMINACIÓN POROSA

Presión reducida al principio y/o al final del tratamiento con medias; transición suave cuando se solapan varios tratamientos.

Disponible con VenoTrain curaflow



Disponible con VenoTrain curaflow

MICROMOTAS

La liga es extremadamente elástica y con sus pequeñas motas planas casi ni se nota que se lleva puesta incluso con ropa ajustada, y el material es respetuoso con la piel, que, gracias a su superficie suave, se adapta perfectamente al contorno de la pierna.



Disponible con VenoTrain impuls, VenoTrain delight y VenoTrain curaflow

LIGA AUTOSUJETABLE CON MOTAS

Nuestra liga de sujeción clásica ofrece a los pacientes una sujeción firme y es respetuosa con la piel.



Disponible con VenoTrain curaflow

BANDA CON TIRAS DE SILICONA

La liga está recubierta con tres rayas planas de silicona y ofrece una sujeción reforzada con un tejido más recio y mayores contornos.



CONCEPTO DE TRATAMIENTO*
PIERNA Y PIE

Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección de la media de compresión y de la clase de compresión debe realizarse siempre teniendo en cuenta la situación individual de cada paciente, así como sus necesidades. En caso de duda, póngase directamente en contacto con nosotros.

LINFEDEMA

ESTADIOS	ESTADIO 0 ESTADIO DE LATENCIA 	ESTADIO 1 REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE 	ESTADIO 2 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE 	ESTADIO 3 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE 
Estado	El sistema linfático está dañado, aunque aún no hay edemas visibles o palpables.	El tejido es blando y, si hay edema visible, desciende al presionarlo ligeramente. El linfedema remite al mantener las piernas en una posición elevada.	El tejido está endurecido y, cuando aparece edema, ya no se puede presionar u opone mucha resistencia. El paciente puede sufrir limitaciones de movimiento.	Marcado aumento del tamaño del edema, con dimensiones extremas en algunos puntos.
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO**				
VenoTrain® impulls tejido circular				
VenoTrain® delight tejido plano				
VenoTrain® curaflow tejido plano				

LIPEDEMA

Morfología***		CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 1 	CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 2 	CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 3 
Estado		La superficie de la piel es lisa, el tejido graso subcutáneo espeso y la estructura de la grasa presenta nódulos finos.	La superficie de la piel es irregular y la estructura de la grasa presenta nódulos gruesos.	Adicionalmente, el tejido es más espeso y duro. Presenta depósitos grasos con deformidad y de gran extensión.
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO**				
VenoTrain® impulls tejido circular				
VenoTrain® delight tejido plano				
VenoTrain® curaflow tejido plano				

CLASES DE COMPRESIÓN**

Ccl 1: 18 – 21 mmHg
- Compresión suave
- Tratamiento de linfedema infantil, edema por inactividad

Ccl 2: 23 – 32 mmHg
- Compresión media
- Efecto superficial medio
- Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en la pierna en los estadios 1 y 2, lipedemas, lipedema con linfedema secundario

Ccl 3: 34 – 46 mmHg
- Compresión fuerte
- Efecto superficial intenso
- Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en la pierna en los estadios 2 y 3, lipoedemas, lipoedema con linfedema secundario

Ccl 4: a partir de 49 mmHg
- Compresión extra-fuerte
- Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en la pierna en los estadios 2 y 3, lipoedemas y lipoedema con linfedema secundario

* Representación esquemática

** Para obtener una visión general completa de las indicaciones y contraindicaciones de nuestros productos, consulte las instrucciones de uso correspondientes.

*** Sin estadificación debido a la nueva directriz de lipedema. (Fuente: directriz de lipedema S2k: número de registro AWMF 037-012, versión 2024)

VenoTrain® impuls

Máxima eficacia para linfedema y lipedema incipientes



La modelo lleva medias de compresión largas (AG) de color french lavender

Instrucciones para el cuidado

TABLA DE TALLAS DE SERIE V6+

		I		II		III		IV		V		VI	
CONTORNO		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cT		67–89	71–91	73–111	75–115	76–118	79–119	82–127	84–129	86–136	91–138	96–140	102–145
cH		85–102		87–116		92–121		98–132		104–140		110–146	
cG		45–53	51–59	48–56	54–62	51–59	57–66	54–63	60–69	57–66	63–73	60–70	66–76
cF		39–45	43–50	42–49	46–53	45–52	49–57	48–56	52–60	51–59	55–64	54–63	58–67
cE		32–37	35–40	34–39	37–42	36–41	39–44	38–44	41–47	40–46	43–49	42–48	45–51
cD		28–32	30–34	30–34	32–37	32–37	34–39	34–39	36–41	36–41	38–43	38–43	40–46
cC		29–33	31–35	31–35	33–38	33–38	35–40	35–40	37–42	37–42	39–44	39–44	41–47
cB1		23–27	24–28	25–29	26–30	27–31	28–32	29–34	30–35	31–36	32–37	33–38	34–39
cB		19–20,5		20,5–22		22–24		24–26		26–28,5		28,5–31	
cY		25–29		26–31		28–33		30–35		32–38		35–41	
cA		19–22		20–23		22–25		24–27		26–30		28–33	
Long. ℓT	85–108												
Long. ℓH	76–98												
Tipo	AT												
Longitud ℓG													
short	62–70												
long	70–80												
Tipo	AG | AT												
Longitud ℓD													
short	35–40												
long	40–44												
Tipo	AD												

Todos los datos en centímetros (cm)



Media de compresión corta (AD) con puntera cerrada en color marino



Media de compresión larga (AG) con puntera abierta en color caramelo



Panti (AT a medida) con puntera cerrada en color french lavender

PROPIEDADES

- Garantiza una elevada presión de trabajo incluso con un mínimo movimiento muscular gracias al tejido de baja elasticidad
- Gran comodidad de uso gracias al material de **microfibra** transpirable y agradable para la piel
- Fácil de colocar y retirar gracias al **talón Easy** de generosas dimensiones
- Ofrece una precisión de ajuste óptima gracias al sistema de tallas altamente diferenciado V6+ (I – VI)
- Medida de fabricación exprés en color caramelo
- Opción de ATX a medida con compresión en la zona de caderas

OPCIONES DE PEDIDO

Sistema de tallas: V6+ (I – VI)

Clases de compresión:
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada

Elementos añadidos: consultar

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
Ccl 3: 75 % poliamida, 25 % elastano

Colores:

Colores estándar

CARAMELO

MARINO

ANTRACITA

NEGRO

Colores de moda

IRISH GREEN

FRENCH LAVENDER

YA DISPONIBLE EN PANTY (AT) ESTÁNDAR

● **SERIE**
▲ **CONFECCIÓN A MEDIDA**

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Borde de punto/cinturilla*	● ▲			● ▲	▲	▲
Motas	● ▲	● ▲				
Fijación a la cadera			● ▲			

*En caso de AT de serie

experts.bauerfeind.com/venotrain-impuls

Linfedema estadio 0	Linfedema estadio 1 Lipedema: clasificación morfológica 1	Linfedema estadio 2 Lipedema: clasificación morfológica 2	Linfedema estadio 3 Lipedema: clasificación morfológica 3

VenoTrain® delight

Para una terapia intensiva



La modelo lleva medias de compresión largas (AG) de color caramelo

Instrucciones para el cuidado

TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR

Longitud ℓD	
short	35–40
long	40–44
Tipo	AD

CONTORNO	I	II	III	IV	V	VI
cD	28–34	30–37	32–39	34–41	36–43	38–46
cC	29–35	31–38	33–40	35–42	37–44	39–47
cB1	23–28	25–30	27–32	29–35	31–37	33–39
cB	19–20,5	20,5–22	22–24	24–26	26–28,5	28,5–31
cY	25–29	26–31	28–33	30–35	32–38	35–41
cA	19–22	20–23	22–25	24–27	26–30	28–33

Disponibles en las tallas de calzado 36–41 (pie corto) o 41–46 (pie largo)
Todos los datos en centímetros (cm)



Talón en T (izquierda) | Pie recto cerrado (derecha)



Liga autosujetable a motas (AD) en color caramelo

PROPIEDADES

- Favorece el flujo sanguíneo venoso gracias a la acción profunda
- Permite una ventilación óptima gracias al tejido transpirable de doble tracción
- Ofrece una sujeción cómoda y segura gracias a la estructura gripRelief® especial en el reborde
- Aporta un tacto muy agradable gracias a las costuras extraplanas

OPCIONES DE PEDIDO

Sistema de tallas: de serie y a medida

Clases de compresión:
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada, abierta en diagonal

Elementos añadidos: véanse las páginas siguientes, consultar

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
Ccl 3: 79 % poliamida, 21 % elastano

Colores:

Colores estándar

CARAMELO

NEGRO

● **SERIE**
▲ **CONFECCIÓN A MEDIDA**

TERMINACIÓN LIGA	AD	AF	AG	AT	ET	CT	BD	BG	CG
Tejido de punto	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Motas (3 cm)	●▲								
Motas (5 cm)	●▲	▲	▲					▲	▲
Fijación a la cadera			▲						
PUNTERA									
Abierta	●▲	▲	▲	▲					
Cerrada	●▲	▲	▲	▲					
Diagonal abierta	●▲	▲	▲	▲					
ELEMENTOS AÑADIDOS									
Talón en T	●▲*	▲*	▲*	▲					
Almohadillas viscoelásticas	▲*	▲*	▲*						

* Opcionalmente con talón en T o almohadillas

experts.bauerfeind.com/venotrain-delight

Linfedema estadio 0	Linfedema estadio 1 Lipedema: clasificación morfológica 1	Linfedema estadio 2 Lipedema: clasificación morfológica 2	Linfedema estadio 3 Lipedema: clasificación morfológica 3

ELEMENTOS AÑADIDOS PARA PIERNA Y PIE

VenoTrain® delight

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Fijación a la cadera 	• Intolerancia a las bandas de silicona	• Función de sujeción • Garantiza el ajuste correcto del producto en todo momento
Pie oblicuo 	• Dorso del pie edematoso • Malas posturas de los dedos • Enfermedades de la piel y uñas en la zona de los dedos	• Distribución de presión necesaria en las articulaciones metatarsianas • Forma anatómica • Fijación distal • Evitar la constricción circular y el desarrollo de edema en el antepié
Pie recto (cerrado) 	• Dorso del pie edematoso • Malas posturas del pie y dedos • Pie delgado cónico en dirección talón	• Evita el deslizamiento del tejido del pie hacia atrás • Evita la hiperpresión en la zona de los dedos • Puntera muy cómoda, suave
Talón en T 	• Pliegues de la piel en Y • Talón anatómico marcado • Actividad predominantemente sedentaria	• Sin formación de arrugas en el talón y empeine • Distribución de la compresión mejorada en la zona del tobillo • Mejora de la funcionalidad articular
Almohadilla 	• Edema / fibrosis retromaleolar • Dependiendo de la indicación	• Aumento localizado de presión • Prevención de edemas y fibrosis • Mejora la fibrosis



VenoTrain® curaflow

La media de compresión para el tratamiento de linfedemas y lipedemas en la pierna



La modelo lleva un panty (AT) en color french lavender

Instrucciones para el cuidado



Media larga (AG) con puntera abierta en color caramelo



Panti (AT) con cinturilla en color caramelo

PROPIEDADES

- Facilita la colocación gracias a la suavidad de la microfibra
- Su material de microfibra respetuoso con la piel aporta transpirabilidad y regulación térmica
- Proporciona una gran comodidad de uso gracias a las delicadas costuras planas
- Mejora la comodidad con una puntera extrasuave
- Garantiza una total libertad de movimiento gracias al diseño anatómico y extrasuave del hueco poplíteo
- Permite un ajuste exacto gracias a la confección a medida para necesidades individuales

Descargar hoja de toma de medidas de Pierna

Descargar hoja de toma de medidas de Guante de pie

OPCIONES DE PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg) hasta
Ccl 4 (a partir de 49 mmHg)

Puntera: abierta, abierta en diagonal, cerrada, cerrada en diagonal

Elementos añadidos: véanse las páginas siguientes, así como la lista de precios

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Tratamiento de las piernas:
Ccl 1 – 2: 79 % poliamida, 21 % elastano
Ccl 3: 70 % poliamida, 30 % elastano
Ccl 4: 69 % poliamida, 31 % elastano

Capuchón para los dedos del pie sin costuras
Ccl 1: 87 % poliamida, 13 % elastano
Ccl 2: 85 % poliamida, 15 % elastano
Ccl 3: 86 % poliamida, 14 % elastano

Capuchón para los dedos del pie con costura:
Ccl 1 – 2: 79 % poliamida, 21 % elastano
Ccl 3: 70 % poliamida, 30 % elastano

CONFECCIÓN A MEDIDA

AA1	AB	AB1	AD	AF	AG	AT	BT	B1T
CT	ET	FT	ATE	B1G	BD	BG	CG	

Colores:

Colores estándar

CARAMELO
MARINO
ANTRACITA
NEGRO

Colores adicionales

CREMA
ESPRESSO
ROYAL

Efectos cromáticos*

BLACK WATER
BLACK FIRE

Colores de moda

IRISH GREEN
FRENCH LAVENDER
TOSCANA RED
WILD BERRY

* El efecto cromático no está disponible para el capuchón para los dedos

experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

Linfedema estadio 0	Linfedema estadio 1 Lipedema: clasificación morfológica 1	Linfedema estadio 2 Lipedema: clasificación morfológica 2	Linfedema estadio 3 Lipedema: clasificación morfológica 3

VenoTrain® curaflow

WE ARE MORE. WE ARE CURAFLOW.

Más de lo que se vislumbra a primera vista.

BLACK FIRE

BLACK WATER

Descubra la elegancia de la compresión de tejido plano: con los nuevos efectos cromáticos **Black Water** y **Black Fire**.

Nuestra apreciadísima gama curaflow: suave por fuera, fuerte por dentro, más que una prenda de tejido plano.

Nuestros nuevos efectos cromáticos **Black Water** y **Black Fire**: lo que, al principio, parece un tratamiento clásico negro, sorprende descubriendo sus colores al mirarlo más de cerca. Gracias al desarrollo de un tejido de dos colores, se crean diferentes contrastes de color en el cuerpo según lo estirado que esté el tratamiento.

WE ARE MORE.
WE ARE CURAFLOW.



reddot winner 2025

Los efectos cromáticos Black Water y Black Fire están disponibles para VenoTrain curaflow en los siguientes modelos:

CONFECCIÓN A MEDIDA

Pierna

AD	AF	AG	AT	BT	B1T	CT
ET	FT	ATE	B1G	BD	BG	CG

Brazo

CG	CF	CE

experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

Linfedema estadio 0	Linfedema estadio 1 Lipedema: clasificación morfológica 1	Linfedema estadio 2 Lipedema: clasificación morfológica 2	Linfedema estadio 3 Lipedema: clasificación morfológica 3



ELEMENTOS AÑADIDOS PARA PIERNA Y PIE


VenoTrain® curaflow




VenoTrain curaflow permite una confección a medida para una adaptación personalizada de los productos a las necesidades del paciente. Los elementos añadidos para el producto aquí indicados representan las opciones adicionales preferidas.

Nuestro extenso programa de confección a medida incluye en total más de 1000 combinaciones de producto diferentes. Pide información sobre otros elementos añadidos disponibles en nuestra lista de precios actual.

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Pie oblicuo (cerrado) 	• Dorso del pie edematoso • Malas posturas del pie y dedos	• Distribución de presión necesaria en las articulaciones metatarsianas • Forma anatómica • Evita el deslizamiento del tejido del pie hacia atrás • Evita la hiperpresión en la zona de los dedos • Puntera muy cómoda, suave
Pie recto (cerrado) 	• Dorso del pie edematoso con una línea de contorno de los dedos relativamente recta	• Evita el deslizamiento del tejido del pie hacia atrás • Evita la hiperpresión en la zona de los dedos • Puntera muy cómoda, suave
Pie oblicuo (abierto) 	• Dorso del pie edematoso • Malas posturas de los dedos • Enfermedades de la piel y uñas en la zona de los dedos	• Distribución de presión necesaria en las articulaciones metatarsianas • Forma anatómica • Fijación distal • Evita la constricción circular y el desarrollo de edema en el antepié
Pie recto (abierto) 	• Para una anatomía discreta de la disposición de los dedos y una línea de contorno de los dedos recta	• Para una mejor circulación del aire en la zona del antepié

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Hallux 	• Deformación lateral del dedo gordo (Hallux valgus)	• Óptima adaptación en la zona del hallux • Descarga la presión
Talón a 90° 	• Pliegues de la piel en Y • Talón anatómico marcado, cuando los maléolos o el tendón de Aquiles no son visibles • Usuarios de sillas de ruedas y actividades predominantemente sedentarias • Para realizar actividades de la vida diaria	• Sin formación de arrugas en el talón y empeine • Distribución de la compresión mejorada en la zona del tobillo • Mejora de la funcionalidad articular
Ampliación del puente 	• Transiciones en Y • Empeine elevado • Estadio de linfedema final 2/comienzo 3	• Menor presión sobre los tendones elevadores del pie • Mejora la distribución de la compresión en el dorso del pie
Guante para los dedos sin costuras 	• Linfedema en antepié y dedos • Edema del dorso del pie	• Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos • Mayor aceptación por la comodidad de uso que se logra con la abertura para el meñique
Guante para los dedos 	• Linfedema en antepié y dedos • Edema del dorso del pie	• Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos • Mayor aceptación por la comodidad de uso que se logra con la abertura para el meñique
Guante para los dedos con anillos 	• Linfedema en antepié y dedos • Edema del dorso del pie	• Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Puntera cosida a la media 	• Linfedema en antepié y dedos • Edema del dorso del pie	• Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos • Sin superposición de la media y la zona para los dedos
Almohadilla incorporada 	• Edemas y fibrosis en la zona del tobillo	• Aumento la presión focalizada • Prevención de edemas y endurecimientos
Almohadilla linfática con forro 	• Crecimiento local del edema o fibrosis • Divergencias del estándar anatómico	• Aumento de la presión focalizada mediante las almohadillas linfáticas acanaladas y moteadas • Prevención de edemas y endurecimientos
Forro 	• Irritación de la piel en zonas de flexión como tobillo y rodilla, piel apergaminada	• Protección de la piel sensible contra el sobreesfuerzo • Reducción de la fricción y el estrés mecánico • Fijación de las almohadillas
Zona funcional estándar para todos los tratamientos de la pierna en la zona de la rodilla – hay que pedir expresamente, si no se quiere 	• Para pacientes con linfedema y lipedema	• Material extrasuave en el hueco poplíteo para reducir la formación de pliegues • Forma anatómica para una mejora de las funcionalidades articulares
Terminación oblicua en la rodilla 	• Se recomienda para pacientes con linfedema y lipedema • Forma cónica anatómica • Tejido cutáneo blando	• Distribución mejorada de la compresión en la zona final de la media (AD) • Forma anatómica

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Terminación oblicua en el muslo 	• Se recomienda para pacientes con lipoedema o linfedema • Forma cónica anatómica • Tejido cutáneo blando	• Evita la constricción circular de los vasos linfáticos • Distribución mejorada de la compresión en la zona final de la media (AG) • Forma anatómica
Elevación de la pierna por delante sólo en combinación con el cierre en ángulo 	• Pacientes con muslos voluminosos y edematosos	• Prevención de la constricción • Curso fisiológico de la presión hasta la ingle
Pieza de liga de sujeción 	• Forma de la pierna cónica acentuada • Tejido muy blando	• Sujeción adicional
Entrepierna para caballero estándar 	• Pantis para el tratamiento para hombre	• Ajuste mejorado en la zona abdominal

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Abertura para estoma 	• Abdomen	• Permite el acceso a drenajes/líneas externos
Cuña ATU 	• Embarazo	• Ajuste mejorado en la zona abdominal • Reducción de la compresión en la zona del abdomen
Fijación a la cadera 	• Intolerancia a las ligas de sujeción	• Sujeción de las medias de compresión
Cremallera 	• En caso de grandes diferencias entre la cadera y la cintura • En caso de limitaciones de salud y físicas como, por ejemplo, paresia flácida, artrosis, alteraciones reumáticas en los dedos/mano o incontinencia	• Más fácil de colocar y retirar

TIPOS DE CUÑA

Cuña estándar sin protección de lavado



Se trata de la disposición estándar que, con una sola capa de tejido, se adapta bien al uso de productos sanitarios y evita cortes en la zona íntima.

Cuña estándar con protección de lavado



Gracias a la doble capa de tejido, no se producen roces ni irritaciones en la zona íntima. Además, sirve para absorber el sudor y las secreciones, reduciendo así el riesgo de infecciones.

Cuña con compresión sin protección de lavado



Su excelente ajuste evita el deslizamiento y permite una mejor adaptación del tejido plano. **Favorece la reducción de edemas genitales.**

Cuña con compresión con protección de lavado



Su excelente ajuste evita el deslizamiento y permite una mejor adaptación del tejido plano. La doble capa de tejido también evita la fricción y la irritación de la piel en la zona íntima.

Cuña superpuesta



Permite el uso postoperatorio en pacientes con sondas y facilita ir al baño.



CONCEPTO DE TRATAMIENTO*
BRAZO Y MANO

Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección de la media de compresión y de la clase de compresión debe realizarse siempre teniendo en cuenta la situación individual de cada paciente, así como sus necesidades. En caso de duda, póngase directamente en contacto con nosotros.

LINFEDEMA






ESTADIOS	ESTADIO 0 ESTADIO DE LATENCIA	ESTADIO 1 REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE	ESTADIO 2 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE	ESTADIO 3 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE
Estado	El sistema linfático está dañado, aunque aún no hay edemas visibles o palpables.	El tejido es blando y, si hay edema visible, desciende al presionarlo ligeramente.	El tejido está endurecido y, cuando aparece edema, ya no se puede presionar u opone mucha resistencia.	Marcado aumento del tamaño del edema, con dimensiones extremas en algunos puntos.
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO**				
VenoTrain® soft punto redondo				
VenoTrain® curaflow tejido plano				

LIPEDEMA





Morfología***	CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 1	CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 2	CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 3
Estado	La superficie de la piel es lisa, el tejido graso subcutáneo espeso y la estructura de la grasa presenta nódulos finos.	La superficie de la piel es irregular y la estructura de la grasa presenta nódulos gruesos.	Adicionalmente, el tejido es más espeso y duro. Presenta depósitos grasos con deformidad y de gran extensión.
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO**			
VenoTrain® soft punto redondo			
VenoTrain® curaflow tejido plano			

CLASES DE COMPRESIÓN**

Ccl 1: 15 – 21 mmHg
- Compresión suave

Ccl 2: 23 – 32 mmHg
- Efecto superficial medio
- Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en el brazo en los estadios 1 y 2, lipedemas, lipedema con linfedema secundario

Ccl 3: 34 – 46 mmHg
- Efecto superficial intenso
- Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en el brazo en los estadios 2 y 3, lipedemas, lipedema con linfedema secundario

* Representación esquemática
** Para obtener una visión general completa de las indicaciones y contraindicaciones de nuestros productos, consulte las instrucciones de uso correspondientes.
*** Sin estadificación debido a la nueva directriz de lipedema. (Fuente: directriz de lipedema S2k: número de registro AWMF 037-012, versión 2024)

Manga de compresión **VenoTrain® soft**

Libertad de movimiento en la vida cotidiana




La modelo lleva la manga de compresión (CG) con banda de silicona en color beige

Instrucciones para el cuidado

TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR
VenoTrain® soft para brazo

Longitud ℓG	
short	39 – 44
long	44,1 – 50
Tipo	CG



CONTORNO	S MÍN – MÁX	M MÍN – MÁX	L MÍN – MÁX	XL MÍN – MÁX
cG	24 – 30	27 – 33	29 – 36	32 – 40
cE	22 – 26	24 – 29	27 – 32	30 – 35
cC	14 – 15	15 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20

Todos los datos en centímetros (cm)



Zona funcional en el pliegue del codo en color beige



Borde de punto de color beige

PROPIEDADES

- Permite una mayor libertad de movimiento, aumenta la comodidad de uso y evita la sensación de presión gracias al cómodo diseño de la cara interna del codo
- Efectividad perceptible durante todo su uso
- Con propiedades respetuosas con la piel, suave y transpirable

INDICACIONES

- Edema postquirúrgico
- Trombosis venosa profunda de miembro superior
- Linfedema estadios 0 – 1
- Lipoedema estadio 1

OPCIONES DE PEDIDO

Sistema de tallas:
VenoTrain soft brazo (S – XL)

Clases de compresión:
Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 1: 74 % poliamida, 26 % elastano
Ccl 2: 69 % poliamida, 31 % elastano

Colores:

Colores estándar

BEIGE

CARAMELO

NEGRO

● SERIE

TERMINACIÓN LIGA	CG
Borde de punto	●
Motas	●

experts.bauerfeind.com/venotrain-soft-arm

Linfedema estadio 0	Linfedema estadio 1 Lipedema: clasificación morfológica 1	Linfedema estadio 2 Lipedema: clasificación morfológica 2	Linfedema estadio 3 Lipedema: clasificación morfológica 3

VenoTrain® curaflow

La media de compresión para el tratamiento de linfedemas y lipedemas en brazos y manos



La modelo lleva la manga de compresión (CG) y el guante sin costuras (AC1) en color toscana red

Instrucciones para el cuidado



Guante (AC1) sin costura con puntas de los dedos abiertas en color royal



Manga de compresión (CG) de color caramelo

PROPIEDADES

- Facilita la colocación gracias a la suavidad de la microfibra
- Su material de microfibra respetuoso con la piel aporta transpirabilidad y regulación térmica
- Proporciona una gran comodidad de uso gracias a las delicadas costuras planas
- Garantiza una total libertad de movimiento gracias al diseño anatómico y extrasuave de la zona del codo
- Permite un ajuste exacto gracias a la confección a medida para necesidades individuales

Descargar hoja de toma de medidas de brazo y mano

OPCIONES DE PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:
Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Elementos añadidos: véanse las páginas siguientes, consultar

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Brazo:
Ccl 1: 79 % poliamida, 21 % elastano
Ccl 2: 79 % poliamida, 21 % elastano
Ccl 3: 73 % poliamida, 27 % elastano

Mano sin costuras:
Ccl 1: 87 % poliamida, 13 % elastano
Ccl 2: 85 % poliamida, 15 % elastano
Ccl 3: 86 % poliamida, 14 % elastano

Mano con costuras:
Ccl 1: 79 % poliamida, 21 % elastano
Ccl 2: 79 % poliamida, 21 % elastano
Ccl 3: 70 % poliamida, 30 % elastano

CONFECCIÓN A MEDIDA



Colores:

Colores estándar

CARAMELO
MARINO
ANTRACITA
NEGRO

Colores adicionales

CREMA
ESPRESSO
ROYAL

Efectos cromáticos*

BLACK WATER
BLACK FIRE

Colores de moda

IRISH GREEN
FRENCH LAVENDER
TOSCANA RED
WILD BERRY

*El efecto cromático no está disponible para los tratamientos de mano

experts.bauerfeind.com/curaflow-arm



Linfedema estadio 0	Linfedema estadio 1 Lipedema: clasificación morfológica 1	Linfedema estadio 2 Lipedema: clasificación morfológica 2	Linfedema estadio 3 Lipedema: clasificación morfológica 3

ELEMENTOS AÑADIDOS

para brazo y mano

VenoTrain curaflow permite una confección a medida para una adaptación personalizada de los productos a las necesidades del paciente. Los elementos añadidos para el producto aquí indicados representan las opciones adicionales preferidas. Nuestro extenso programa de confección a medida incluye en total más de 1000 combinaciones de producto diferentes.

Encontrará más información sobre los elementos añadidos disponibles en nuestra lista de precios actual o puede pedirlos directamente en la tienda online de Bauerfeind.

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Zona funcional Estándar para todos los tratamientos de brazo 	• Se recomienda para pacientes con linfedema y lipedema	• Zona funcional incorporada en la corva para reducir la formación de pliegues • Forma anatómica para una mejora de la funcionalidad articular
Codo 160°, 150° o 135° 	**160°:** como estándar **150°:** trabajo permanente con flexión del codo **135°:** pacientes que ya no pueden tener el codo en extensión completa	• Reducción de las arrugas en la zona de flexión y, por tanto, prevención del estrangulamiento, y fricción
Terminación oblicua 	• Para pacientes con linfedema y lipedema fundamentalmente • Forma anatómica • Tejido cutáneo blando	• Distribución de la compresión mejorada en la zona final de la media • Forma anatómica • Prevención de constricciones circulatorias

¿QUÉ? ELEMENTOS AÑADIDOS	¿CUÁNDO? SE APLICA	¿CÓMO? FUNCIONA
Pieza de liga de sujeción 	• En caso de tejido muy blando • Forma cónica acentuada	• Sujeción adicional • Evita del deslizamiento
Cremallera 	• Afecciones secundarias como reuma, artritis, etc. • En caso de paresia flácida	• Más fácil de colocar y retirar
Almohadilla linfática incorporada 	• Crecimiento local del edema o endurecimiento • Divergencias del estándar anatómico	• Aumento la presión focalizada • Prevención de edemas y endurecimientos
Guante sin costuras 	• Linfedemas de leves a moderados en los dedos • Edemas de leves a moderados en el dorso de la mano	• Prevención de edemas en los dedos y el dorso de la mano
Guante con costuras 	• Edemas de moderados a intensos en los dedos • Edemas de moderados a intensos en el dorso de la mano	• Prevención de edemas en los dedos y el dorso de la mano



01



02



03



04



05 Representación a modo de ejemplo

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS VenoTrain®

Para que los pacientes se sientan 100 % cómodos con sus medias de compresión VenoTrain, ponemos a su disposición una completa gama de complementos VenoTrain. Facilitan el manejo y cuidan las medias de compresión, así como la piel de sus clientes.

01 Bolsa de medición
Para que la medición sea más sencilla: medidor de dedos, lápiz demográfico, sacapuntas, cinta métrica, guante especial para colocar las medias de compresión con más facilidad, VenoTrain glider, bolígrafo

02 Estuche pequeño de medición en fieltro*
Para que la medición sea más sencilla: medidor de dedos, lápiz demográfico, sacapuntas, cinta métrica

03 Red de lavado
Cuidado seguro de las medias de compresión con cada lavado a máquina

04 Guantes especiales de Bauerfeind
Ayudan a colocar correctamente las medias de compresión (Tallas: XS, S, M, L, XL)

05 Paquete de inicio
Práctico y útil kit de ayuda durante el uso diario de las medias de compresión
Incluye: Neceser, guantes, red de lavado, carné de cliente, lima de uñas, loción para el cuerpo, suela antideslizante, guía de salud de las venas

*Sólo disponible en algunos países

VenoTrain® glider
AYUDA COMPACTA PARA LA COLOCACIÓN

VenoTrain glider es una ayuda práctica para la colocación de todo tipo de medias de compresión medicinales, y la puede recetar el médico.

El material ligero y resistente permite deslizar las medias sin esfuerzo sobre el brazo o la pierna. Está especialmente indicado para medias de compresión con puntera abierta y cerrada.

Ahorra tiempo y espacio, por lo que resulta perfecto para llevar de viaje.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Colocación más fácil de las medias de compresión con un sencillo manejo
- Ideales también para viajar gracias a su diseño extremadamente ligero
- Uso seguro gracias al material estable y resistente al desgarro

ENCONTRARÁ LOS VÍDEOS CON LAS INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN EN:
experts.bauerfeind.com/venotrain-glider










PRESTACIONES ADICIONALES MODIFICACIONES | REPARACIONES
SERVICIO INDIVIDUAL AL CLIENTE

MODIFICACIONES | REPARACIONES
● SERIE

		soft Brazo	impuls Pierna
Borde superior de la media	Renovación de la liga	●	●
	Borde de punto en la liga	●	●
	Liga	●	●
	Retirar la parte para la cadera y cosido de la liga		●
AGHB	Renovación de la correa para la cadera		●
Acortar media	AD/CG máx. en 3 cm	●	●
	AG máx. en 5 cm		●
Reparación, si es posible	Agujero	●	●
	Carrera en la media	●	●
	Costura	●	
	Hilo salido	●	●

PEDIDO NUEVO
▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

	Unidad	impuls
Tejido de la puntera Aumentar o acortar	Pieza	▲
Puntera Costura por el exterior	Pieza	▲
Puntera Más ancha, más estrecha, anatómica	Pieza	▲
Parte abdominal Delante/detrás – dos costuras	Pieza	▲
AT Con entrepierna para caballero (sin abertura o con abertura longitudinal)	Pieza	▲
AT Con refuerzo en entrepierna	Pieza	▲

MODIFICACIONES | REPARACIONES
▲ CONFECCIÓN A MEDIDA


		impuls Pierna
Borde superior de la media	Renovar la liga	▲
	Borde de punto en la liga	▲
	Estrechar o ensanchar la liga	▲
	Retirar la parte para la cadera y coser liga de sujeción	▲
AT	Acortar parte abdominal	▲
	Alargar la parte abdominal (a excepción de ATX)	▲
	Estrechar la cuña (a excepción de ATX)	▲
	Ensanchar la cuña (a excepción de ATX)	▲
	Refuerzo en entrepierna y muslos (a excepción de ATX)	▲
	Cambiar AT por AG con liga	▲
AGHB	Renovar la correa para la cadera	▲
Acortar media	AD máx. en 3 cm	▲
	AG máx. en 5 cm	▲
Cambiar color de claro a oscuro*		▲
Modificación en la puntera	Cambiar puntera cerrada a abierta	▲
	Acortar puntera abierta	▲
Reparación, si es posible	Agujero	▲
	Carrera en la media	▲
	Costura	▲
	Hilo salido	▲

MODIFICACIONES | REPARACIONES
▲ VenoTrain® curaflow


Modificación		Tratamiento Pierna	Brazo
Pantis			
Parte abdominal	Incorporación posterior de una pieza en U, solo para zonas abdominales de compresión	▲	
	Acortar parte abdominal		
	Abertura para estoma en la parte abdominal		
	Terminación en la cintura		
	Cuña		
Incorporación de cremallera		▲	
AT en AG con fijación a la cadera		▲	
AT en CT, ET o FT		▲	
AT en AG con liga de sujeción		▲	
Pierna/brazo			
Acortar media (ribete)		▲	▲
Liga de sujeción/cinturilla/ceñidor		▲	▲
	Coser piezas de liga de sujeción nuevas		
	Coser una nueva liga de sujeción/cinturilla		
	Estrechar o ensanchar liga de sujeción máx. 5 cm		
	Cambiar fijación a la cadera a AG con liga de sujeción		
	Modificar hombrera a CG con liga de sujeción		
	Ceñidor nuevo para la fijación a la cadera/hombrera (desgastada)		
Cosido de fijación a la cadera en medias para piernas hasta G		▲	
Cosido de hombrera en CG			▲
Almohadilla linfática/forro		▲	▲
Acabado		▲	▲
Pie (por cada pie)			
Modificaciones puntera/modificaciones longitud del pie		▲	
Estrechar medida cA		▲	
Integrar piezas de liga de sujeción en caso de cA		▲	
Modificaciones mano			
Acortar/estrechar guante (solo guantes con costura)			▲
Integrar/modificar posteriormente una almohadilla linfática			▲
Reparaciones/adaptaciones			
Reparar costura		▲	▲
Reparar carrera		▲	▲
Reparación de agujeros e hilos saltados		▲	▲

*Por favor, **no** se pruebe las medias. Una vez han entrado en contacto con la piel ya no es posible el cambio de color.

EL SISTEMA DE VASOS LINFÁTICOS




Ángulo venoso
Angulus venosus



La linfa de casi todo el cuerpo pasa por el conducto torácico y desemboca en el ángulo venoso izquierdo.
El líquido linfático del lado torácico y brazo derechos, así como de la cabeza y el cuello desemboca en el ángulo venoso derecho a través del conducto linfático derecho corto.

Conducto torácico
Ductus thoracicus



La cisterna del quilo recoge toda la linfa delas extremidades inferiores y de la cavidad abdominal y asciende al conducto torácico, el mayor vaso linfático del cuerpo humano. Además, este recibe más afluencias procedentes del lado torácico izquierdo a lo largo de la columna vertebral.

Ganglios linfáticos
Noduslymphaticus



Los ganglios linfáticos actúan como filtros y son un elemento importante de nuestro sistema inmunitario. Los vasos linfáticos confluyen en los ganglios linfáticos, se distribuyen por todo el cuerpo y por las zonas de los ganglios linfáticos regionales, como los ganglios linfáticos de la ingle o los de la axila.


Miembro superior	Guante AC1			Guante largo AD		
Dedos	No	Abiertos	Cerrados	No	Abiertos	Cerrados
ESTÁNDAR	04 06 06 EPL 040B	04 06 06 EPL 040D				
A MEDIDA	04 06 06 EPL 040A	04 06 06 EPL 040C	04 06 06 EPL 040E		04 06 06 EPL 040F	04 06 06 EPL 040G

Miembro inferior	AA1	
Dedos	Abiertos	Cerrados
ESTÁNDAR		
A MEDIDA	04 06 06 EPL 060A	04 06 06 EPL 060B

Miembro superior	Mano axila – una pieza AG			Mano hombro – una pieza AH			Muñeca axila CG	Muñeca hombro CH
Dedos	No	Abiertos	Cerrados	No	Abiertos	Cerrados	Sin mano	Sin mano
ESTÁNDAR	04 06 06 EPL 050D			04 06 06 EPL 050I			04 06 06 EPL 050B	04 06 06 EPL 050F
A MEDIDA	04 06 06 EPL 050C	04 06 06 EPL 050E		04 06 06 EPL 050H	04 06 06 EPL 050J		04 06 06 EPL 050A	04 06 06 EPL 050G

Miembro inferior	 AD	 AG	 AGHB	 AT	 ATE	 ET	 FT	 CT	 BT
ESTÁNDAR	04 06 06 EPL 070B	04 06 06 EPL 070D		04 06 06 EPL 080D	04 06 06 EPL 080B				
A MEDIDA	04 06 06 EPL 070A	04 06 06 EPL 070C	04 06 06 EPL 070E	04 06 06 EPL 080C	04 06 06 EPL 080A	04 06 06 EPL 090A	04 06 06 EPL 090A	04 06 06 EPL 090B	04 06 06 EPL 090B


Categorias (Código homoligado y descripción)	Tipos de productos (Código y descripción)	Fotos de la adaptación
EPC 000 Cierre para prendas de compresión	EPC 000 Cierre de cremallera, a medida	
	EPC 000 Cierre de corchetes a medida	
	EPC 000 Cierre de velcro a medida	

Categorias (Código homoligado y descripción)	Tipos de productos (Código y descripción)	Fotos de la adaptación
EPC 010 Adaptaciones para prendas de compresión	EPC 010A Apertura de mamas, a medida	
	EPC 010B Confección de copas, a medida	
	EPC 010C Confección de bolsa escrotal,a medida	
	EPC 010D Adaptación anatómica articular, a medida	 
	EPC 010E Adaptación textil, a medida	
	EPC 010F Inserción de bolsillo, a medida	
	EPC 010G Almohadillas linfáticas, a medida	 
EPC 020 Otros complementos para prendas de compresión	EPC 020A Banda proximal de sujeción para prendas de compresión para linfedema, a medida	

OTRAS ÁREAS DE PRODUCTOS DE BAUERFEIND



Las MEDIAS DE COMPRESIÓN VENOTRAIN (tejido circular) destacan por su efectividad clínicamente probada y las propiedades únicas de sus materiales. Mejoran la actividad venosa y actúan frente a molestias de tipo venoso en las piernas. Como medias de compresión médicas para trastornos venosos de leves a avanzados, pero también como medias preventivas para trabajar o viajar, la gama VenoTrain tiene la media adecuada para cada caso. Gracias a una amplia selección de colores y diseños, se pueden combinar de maravilla para ir a la moda.



Los **VENDAJES Y ORTESIS** de Bauerfeind ayudan después de sufrir lesiones, así como en caso de afecciones ortopédicas crónicas y agudas. Mejoran la sensación de estabilidad y dan una impresión de seguridad en las actividades diarias y en la práctica deportiva. Para ayudar óptimamente a la fisioterapia, los vendajes y ortesis están confeccionados con materiales livianos y transpirables. Gracias a soluciones innovadoras como los cierres rápidos o los elementos auxiliares de colocación integrados, son fáciles de manipular en el día a día y convencen por su máxima calidad «Made in Germany».



Los pies son la base del cuerpo. Las **PLANTILLAS ORTOPÉDICAS** descargan los pies, las articulaciones de la rodilla y de la cadera, así como la espalda. Sirven de soporte al pie en su funcionamiento natural y, así, pueden ejercer una acción biomecánica positiva en el cuerpo. Porque cada pie tiene sus propias necesidades, Bauerfeind tiene más de 300 modelos distintos.

Encontrará una vista general de todas las áreas de tratamiento en Internet en:
experts.bauerfeind.com

HOJAS DE PEDIDO

¡Nuestras hojas de pedidos especiales le facilitan el trabajo diario!

Las diferentes hojas de pedido están siempre disponibles en nuestra área de descargas:
bauerfeind.es/empresa/servicio/hojas-de-toma-de-medidas

¡UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
PARA TUS PACIENTES!

BAUERFEIND IBÉRICA S.A.

BAUERFEINDSPAIN

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia que hacernos?
No dude en contactarnos:

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-16 60
F +49 (0) 36628 66-16 99
E info@bauerfeind.com

SPAIN
Bauerfeind Ibérica, S.A.
Calle Albacete, 23, Entresuelo C
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

BAUERFEIND.ES

Rev. 2 – 2025-10