
magic
Mobility™
magic
XT4®
TODOTERRENO,
FUERA DE SERIE.
SUNRISE
MEDICAL®

AVANZA *más lejos*

XT4 de Magic Mobility es una silla de ruedas eléctrica todoterreno, diseñada para personas que buscan libertad real al aire libre.

Diseñada para un rendimiento extremo, cuenta con potentes motores, grandes neumáticos,un diseño innovador, y un avanzado sistema de suspensión, que permite una conducción suave sobre arena, barro, grava e incluso nieve.

Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono para ver la silla XT4 en acción.





EXPLORA SIN FRONTERAS, DESAFÍA TUS LÍMITES

30 años diseñando, desarrollando y fabricando nuestros productos para soportar las condiciones más extremas nos han llevado a convertirnos en el fabricante líder del mercado de productos de movilidad todoterreno.

Gracias a la inigualable experiencia de Magic Mobility en ofrecer un rendimiento extremo de sillas de ruedas 4x4 todoterreno, XT4 consigue ofrecer más estabilidad, autonomía, comodidad y control que nunca.

¿Por qué elegir XT4 de Magic Mobility?

- 4 motores de 700 vatios: la silla de ruedas todoterreno más potente
- Módulo de energía de 120 Ah para una entrega de potencia excepcional
- Autonomía de 38 km durante todo el día gracias a las baterías de 115 Ah
- Suspensión única para una tracción de primera clase
- Dirección servoeléctrica para un control preciso
- Supera facilmente obstáculos de hasta 10 cm desde el suelo

RENDIMIENTO COMPROBADO

Gracias a nuestra larga trayectoria desarrollando sillas de ruedas todoterreno, sabemos exactamente qué es lo que nos distingue del resto. La silla de ruedas eléctrica XT4 mantiene los principios fundamentales de la movilidad todoterreno para llevarte a donde necesites ir.



Tracción en las cuatro ruedas

Impulsado por cuatro motores de 700 W de alta eficiencia y par elevado, avanza sin esfuerzo por barro, arena, nieve o sobre bordillos y otros obstáculos. Así que, si tu pregunta es: "¿Podré llegar con mi silla XT4?", la respuesta más probable es ¡SÍ!



Ruedas de Tracción Todoterreno

Los neumáticos de la silla XT4 están diseñados específicamente para su uso al aire libre. Su gran diámetro, sus tacos pronunciados y su baja presión de inflado proporcionan la máxima tracción y agarre al aventurarte fuera de los caminos convencionales.

Resistente al paso del tiempo

Magic Mobility prioriza el rendimiento por encima de todo, lo que significa que los componentes utilizados para la fabricación de las sillas son de la más alta calidad. Esto nos ha llevado a tener una reputación sobresaliente en confiabilidad y durabilidad, y con la silla XT4 no será diferente: está diseñada para durar.

SUSPENSIÓN ÚNICA

Las ruedas delanteras y traseras se montan sobre brazos pivotantes independientes que se ajustan de forma individual para adaptarse al contorno del terreno.

Esto permite que las cuatro ruedas mantengan contacto constante con el suelo, ofreciendo una conducción más suave, mayor estabilidad y un control superior, incluso en los terrenos más exigentes.

Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono para ver cómo funciona la suspensión.





DIRECCIÓN SERVOASISTIDA

La dirección servoasistida consiste en la incorporación de un motor eléctrico que asiste el movimiento mecánico de las ruedas motrices, a diferencia de los sistemas 4x4 tradicionales que dependen de las diferencias de velocidad entre las ruedas.

La silla se dirige exactamente hacia donde giras, en todo tipo de terrenos. Incluso sobre superficies resbaladizas o con baja tracción, la dirección intuitiva de la silla ofrece una sensación de fiabilidad, rapidez de respuesta y control, tanto al avanzar como al retroceder.







COMODIDAD Y SOPORTE

Elige entre nuestros asientos y respaldos de MPS o Rehab, junto con una variada oferta de opciones adicionales, como respaldos abatibles o extraíbles para facilitar el transporte, soportes abatibles para joystick y una amplia selección de reposacabezas. Todas las opciones de asientos básicas están incluidas de serie en toda la gama Magic Mobility.

El XT4 cuenta con una variedad de funciones eléctricas, asientos y accesorios diseñados para apoyarte y equiparte para la aventura. Mantén tu comodidad todo el día mientras disfrutas de tus hobbies y exploras nuevos lugares.



VE MÁS LEJOS, DURANTE MÁS TIEMPO

Las baterías de gran capacidad de 115 Ah vienen de serie en la silla XT4 de Magic Mobility. ¡Estas baterías proporcionan una autonomía excepcional de hasta 38 km!

Amplía tus posibilidades de exploración y aumenta tu confianza para recorrer mayores distancias. Ahora puedes ir más lejos, durante más tiempo, con la tranquilidad adicional que te ofrece la silla todoterreno XT4.



Luces LED integradas

¡No dejes que la oscuridad te detenga! Ilumina tu camino con confianza gracias a nuestro sistema LED de luces traseras y delanteras integradas.



TU SILLA.
A TU MANERA.

Opciones de color

Elige entre nuestros tres colores más populares. Nuestro elegante acabado metálico de alta calidad añade un toque espectacular y aporta profundidad y dimensión a la gama XT.



Azul horizonte



Rojo puesta de sol



Negro medianoche

Accesorios

Mantén tu comodidad todo el día mientras disfrutas de tus hobbies, exploras nuevos lugares o visitas la playa. Con accesorios que van desde kits antipinchazos, soportes para tazas, portamaletas y mesas. Hemos anticipado todo lo que necesitas para disfrutar al máximo al aire libre.







DESCÚBRELO DE PRIMERA MANO

Solicita una demostración gratuita y descubre a dónde puede llevarte el XT4 de Magic Mobility.

Escanea el código QR para solicitar una demostración gratuita.

FICHA TÉCNICA

Longitud de la base	1000mm
Anchura de la base	700mm
Altura del asiento al suelo	480mm
Distancia del suelo a la base	100mm
Peso máximo usuario	160kg
Velocidad máxima	10km/h 5 km/h (con elevación)
Radio de giro	1410mm
Peso de la silla	185 kg mínimo* 220kg estándar**
Ruedas	Neumáticas todoterreno Llantas color Negro / Plata
Batería	115Ah (C20)
Electrónica	R-Net

*Incluye base, baterías, asiento Rehab, reposapiés central sin elevación eléctrica.

**Base, baterías, asiento Rehab con elevación eléctrica, basculación, reclinación y reposapiés.



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.
Por favor, recuerda que tu silla de ruedas tiene motores eléctricos y NUNCA debe conducirse a través del agua, ni dentro de ríos, arroyos o el mar. La información y especificaciones contenidas en este catálogo son correctas y están actualizadas al momento de la impresión, pero pueden estar sujetas a cambios.
©Magic Mobility. Producto de Australia.

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

www.sunrisemedical.es

magic Mobility™