ÖSSUR®
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Navii®

Amplía tu mundo



Conozca Navii®

Una evolución en la tecnología de rodillas con microprocesador



Actuador de nueva generación
Gran estabilidad, balanceo sencillo

Control de apoyo instantáneo
Ofrece soporte a los usuarios de todos los niveles funcionales

Resistente al agua en cualquier entorno
Navii es IP68 y Más

Funciones de alta actividad
Transición suave de caminar a correr, montar en bicicleta y subir escaleras

Bloqueo manual de posición variable
El mejor de su clase

Cubierta protectora extraíble
Cubierta protectora extraíble

Össur Logic
Ejercicios de entrenamiento y ajustes avanzados







Un socio de confianza

Desde el primer momento, Navii se creó para hacer posible una vida sin limitaciones. Diseñamos un dispositivo que se mantuviera en movimiento en cualquier entorno y ampliara los límites de lo que es posible para los usuarios.

Diseñada para los impactos
Células de carga y actuador de gran resistencia.

Resistencia al agua de nueva generación
Resistencia a la corrosión, fácil drenaje y limpieza sencilla.

Batería de alta capacidad y durabilidad
Hasta 72 horas de autonomía continua: la vida útil de la batería puede prolongarse desactivándola cuando no se utilice.

Navii es IP68 y Más

6 Protección contra la penetración de sólidos: **hermética al polvo**


8 Protección contra la penetración de agua: **inmersión continua**

+ More Navii está protegida en cualquier entorno: **agua salada, agua con cloro, arena y barro.** ¡Basta con aclarar y repetir!



La libertad de moverse con confianza

Navii proporciona estabilidad y confianza en cada paso. Su revolucionario actuador y sus algoritmos de marcha promueven la estabilidad del apoyo, las transiciones sencillas y una libertad de movimientos sin igual.



Estabilidad en apoyo
La elevada fuerza de torsión inicial proporciona una mayor resistencia para dar soporte al usuario.

Recuperación ante tropiezos
En caso de tropiezo, Navii permite a los usuarios recuperarse al ofrecer una fuerte resistencia instantánea.


Descenso mejorado
El nuevo control de cesión permite un inicio más fácil de la flexión y una resistencia coherente en los ángulos de flexión elevados.



Iniciación de la marcha
Un primer paso consistente es fundamental para la seguridad del usuario. Navii inicia la marcha más fácilmente que otras rodillas con microprocesador.

Balanceo sin esfuerzo
Fase de balanceo de baja fricción con menor coste metabólico de la marcha.

Características para un estilo de vida sin complicaciones


De caminar a correr


Detección automática de pedaleo


Subida de escaleras paso sobre paso


Bloqueo manual de posición variable

Eleve los resultados con Össur Logic


Con Össur Logic en su mano, podrá ver el progreso en movimiento en cualquier dispositivo iOS. Desde una puesta en marcha sencilla hasta una configuración más avanzada, los técnicos ortoprotésicos pueden personalizar los ajustes de Navii para satisfacer las necesidades evolutivas de cada persona.

Ejercicios de entrenamiento de información biológica
Proporciona a técnicos ortoprotésicos, fisioterapeutas y usuarios una herramienta que promueve la mejora continua.

Puesta en marcha rápida
Navii reconoce la marcha del usuario en segundos.

Informes de actividad avanzados
Ayuda a supervisar el progreso y justifica la inversión.

Control de estabilidad mejorado
Funciones adicionales disponibles para ayudar a los usuarios K2 y en rehabilitación.



Cubiertas protectoras extraíbles por el usuario



Las cubiertas protectoras Navii, inspiradas en los paisajes de Islandia, añaden valor a la función y a la estética.

- Su forma anatómica y su acabado de alta calidad proporcionan un aspecto y un tacto naturales.
- Mejoran la comodidad y la estabilidad al arrodillarse.
- Disponibles en 3 longitudes.

Mejore la experiencia de Navii con la tecnología de pies de Össur

La integración de Navii en una solución personalizada de Össur Leg ofrece ventajas únicas a una amplia variedad de perfiles de usuario.

Navii con Proprio Foot me proporciona seguridad, estabilidad y adaptabilidad en terrenos irregulares. Básicamente, puedo caminar por donde quiera sin tener que planificar ni cambiar la ruta.*

Chris Olivier
Capetown, Sudáfrica





* Las afirmaciones realizadas solo representan la experiencia de una persona y no son garantía, promesa o reflejo de la experiencia de otras personas.





Cuando hago deporte, pongo a prueba mis límites y descubro si puedo ir un poco más allá. Navii lo hace posible al darme la flexibilidad que necesito. Confío plenamente en ella.*

Marta Casado,
Madrid, España

Sea cual sea la situación y esté donde esté, Navii puede percibir lo que ocurre y evitar que tropiece o me caiga. Después de 62 años amputado, de repente una pierna que me cuida.*

Gil Moncrief
Idaho, EE. UU.









Navii con Balance™ Foot S
Una solución estable, cómoda y ligera que optimiza la dinámica de la marcha para los usuarios K2.

Navii con Proprio Foot®
El funcionamiento sincronizado de la rodilla y el tobillo proporciona seguridad adicional y una mejor simetría en diferentes terrenos.

Navii con Pro-Flex® Terra
La solución transfemoral premium de Össur para usuarios K3/K4 con un estilo de vida activo que desean la máxima dinámica.

1. Los kits de Össur Leg incluyen una segunda cubierta a elección del paciente sin coste adicional.
2. Los kits de Össur Leg con Proprio Foot incluyen un kit de cargador doble para carga simultánea.
3. Navii también se recomienda con todos los pies de la familia Pro-Flex.

IP68
PISCINA, MAR, PLAYA Y ARENA



Información del usuario

Nivel de amputación	Transfemoral, desarticulación de rodilla, desarticulación de cadera	
Oseointegración	Sí	
Bilateral	Sí	
Nivel de impacto	Bajo a moderado	Alto
Peso máximo del usuario	136 kg	110 kg

WWW.OSSUR.COM

© ÖSSUR, 02.2025 - CRE-20634

Össur Iberia S.L.
c/ Caléndula, 93 - Miniparc III
Edificio E,
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas - Madrid
España

TEL 00800 3539 3668
orders.spain@ossur.com
orders.portugal@ossur.com

ÖSSUR®
LIFE WITHOUT LIMITATIONS