

BAUERFEIND®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MEDIAS DE COMPRESIÓN DE GRADO MÉDICO

BAUERFEIND.ES

EXPERIENCIA DE BAUERFEIND EN COMPRESIÓN:
CUATRO DIMENSIONES DE EXCELENCIA

La amplia experiencia en compresión de Bauerfeind garantiza que los pacientes de todo el mundo puedan beneficiarse de una mejora de la salud y la movilidad, fieles al lema:

Por personas para las personas.
Para una mejor calidad de vida.









POWER OF COMPRESSION
Bauerfeind aprovecha sus amplios conocimientos médicos para desarrollar soluciones terapéuticas de compresión eficaces.

ENGINEERED COMPRESSION
Aplicando una ingeniería precisa, Bauerfeind crea productos de compresión innovadores que cumplen las normas técnicas más exigentes.

INNOVATION FOR COMPRESSION
Como líder en innovación, Bauerfeind sienta las bases en tecnología de compresión para ofrecer soluciones avanzadas a los pacientes.

BAUERFEIND INNOVATION CENTER
Las rigurosas pruebas y el control de calidad en el laboratorio Bauerfeind Compression Lab garantizan la fiabilidad y eficacia de cada generación de productos.

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
PARA LA ELECCIÓN CORRECTA

Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección correcta dependerá del grado de enfermedad.

Resultado	Sin síntomas visibles de enfermedad de las venas	Varicosidad Varices reticulares	Varicosis Venas varicosas	Varicosis con edema Insuficiencia funcional	Varicosis con alteraciones tópicas de la piel Lipodermato-esclerosis o atrofia Blanca	Ulcus cruris venosum sanada Úlcera varicosa de la pierna sanada	Ulcus cruris venosum activa Úlcera varicosa de la pierna existente
Clasificación de CEAP*	**C0**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**
Molestias		**Molestias leves**			**Molestias intensas**		


Recomendación de producto




Clases de compresión (presión de reposo)		**Ccl 1** 18 – 21 mmHg	**Ccl 2** 23 – 32 mmHg	**Ccl 3** 34 – 46 mmHg	

Sistema de tallas PERFECT-FIT V6+ X5+

Elasticidad



Estudio de Bonner sobre las venas**



[1] Lurie F. et al. The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2020;8(3):342-52.
[2] Rabe, E. et al.: Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1 / 2003

BAUERFEIND.
POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS. PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Bauerfeind AG es uno de los principales fabricantes de productos ortopédicos. Gracias a nuestros productos y conceptos de tratamiento ayudamos a las personas a mantenerse en movimiento, contribuyendo así significativamente al cuidado y la recuperación de la salud.

CONOCIMIENTO MÉDICO Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Unimos nuestra experiencia en tecnología y fabricación, adquirida en el curso de varias décadas, a la fuerza innovadora, que es la tradición de una empresa familiar con pensamiento internacional. Desde siempre nuestros especialistas colaboran estrechamente con médicos, científicos e investigadores. El resultado son productos y servicios patentados y premiados.

VARIEDAD EFECTIVA

Nuestras medias de compresión VenoTrain cubren todos los ámbitos de aplicación de la terapia de compresión moderna y destacan por su efectividad médica contrastada y propiedades del material únicas.

Gracias a su amplio abanico de colores disponibles, los productos de compresión se adaptan a la perfección al día a día de los usuarios, y permiten combinarse con las tendencias de moda preferidas. Desde productos para el estilo de vida y al deporte hasta tratamientos para el linfedema: los cuidados específicos para cada indicación y necesidad incluyen una amplia gama de diseños de punto circular y plano en versiones standard y a medida.

CALIDAD INCONDICIONAL

Los productos de Bauerfeind no solo cumplen simplemente con un estándar, sino que cumplen con los más altos requisitos de calidad, eficacia y comodidad. Lo confirman los procesos de inspección regulares cuyos sellos y símbolos pueden llevar nuestros productos tras pasar las pruebas con éxito. Todos los productos VenoTrain cumplen los requisitos de la Ley de Productos médicos y llevan el sello de calidad RAL (no VenoTrain discrétion). El ESTÁNDAR 100 de OEKO-TEX® garantiza, como sello de calidad, una comprobación frente al empleo de materiales contaminantes.

Desde el hilo hasta la confección final, nuestras medias de compresión se desarrollan y producen en Alemania.

Quality Management ISO 13485

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S98-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100







VenoTrain®- TRATAMIENTO CON MEDIAS DE COMPRESIÓN

Estructura clara y óptima atención al paciente

La gama estructurada VenoTrain de Bauerfeind ayuda al comercio especializado a garantizar la mejor atención al paciente. La clara segmentación según indicaciones y requisitos individuales hace que la selección de productos sea sencilla, rápida y precisa. Esto aporta numerosas ventajas al comercio especializado:

+ **Selección eficiente**
  La estructura clara permite seleccionar rápidamente las medias de compresión adecuadas para cada necesidad.

+ **Argumentos de venta sólidos**
  Cada categoría de producto destaca específicamente sus ventajas, lo que permite al comercio especializado comunicar de manera convincente los beneficios.

+ **Soluciones a medida**
  La gama VenoTrain ofrece una variedad de opciones adecuadas para todos los grupos destinatarios, desde soluciones estándar hasta requisitos individuales.

FÁCIL. CLARO. COHERENTE.
La estructura clara hace que la selección de productos sea eficiente y garantiza un tratamiento óptimo.

LOS CINCO PILARES DE LA GAMA VenoTrain®

VenoTrain Classic
Atención integral para pacientes con flebopatías crónicas, desde síntomas leves a graves (estadios CEAP C0 a C5).

VenoTrain Selection
Colección exclusiva de soluciones con medias calcetín llenas de estilo, que combinan materiales excepcionales adaptándose a las necesidades individuales.

VenoTrain Special
Ofrece soluciones altamente especializadas para pacientes con flebopatías avanzadas y necesidades específicas.

VenoTrain Basic
Cuidados básicos asequibles para flebopatías crónicas.

VenoTrain Active
Medias preventivas para el trabajo, el ocio y el deporte, ideales para piernas cansadas y actividades al aire libre.

Gama VenoTrain

CLASSIC | SELECTION | SPECIAL | BASIC | ACTIVE

ÍNDICE

VenoTrain®

TUS PIERNAS. TU LIBERTAD.

Una compresión tan activa y versátil como la vida misma.





El tratamiento adecuado para cada indicación.

CLASSIC

08 Guía de cuidados
10 Fashion Colors 2025/2026
12 **VenoTrain® discrétion**
14 **VenoTrain® micro**
16 Batik y Design Edition
18 **VenoTrain® soft**
20 **VenoTrain® soft S**
22 Tratamiento mediante la compresión en la ortopedia
24 **VenoTrain® impuls**

SELECTION

26 Guía de cuidados
28 **VenoTrain® business**
30 **VenoTrain® hero**
32 **VenoTrain® cocoon**











SPECIAL

34 Guía de cuidados
36 **VenoTrain® ulcertec**
38 **VenoTrain® delight**



BASIC

40 Guía de cuidados
41 **VenoTrain® pure**



ACTIVE

42 Guía de cuidados
44 **VenoTrain® act**
Cotton
Sheer Elegance
Microfiber
46 **Compression Socks**
Performance
Training

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

48 **Productos complementarios**
50 **VenoTrain® glider**
51 **VenoTrain® glider plus**

SERVICIO BAUERFEIND

52 Técnica de medición
53 Academia
54 Servicio de atención al cliente
55 Tienda online

PRESCRIPCIÓN Y PEDIDO

56 Terminaciones y ligas
58 Programa de entrega de tejido circular
60 Prestaciones adicionales | Modificaciones | Reparaciones
62 Otras áreas de productos de Bauerfeind


CLASSIC

VenoTrain® CLASSIC PORTFOLIO



Guía de cuidados

la gama VenoTrain Classic ofrece soluciones **adaptadas a las indicaciones** para el tratamiento de pacientes con trastornos venosos crónicos. Esta gama cubre un amplio espectro: está dirigida a pacientes con **síntomas de leves a graves**, incluye tanto tejido circular de mayor a menor elasticidad y ofrece medias con una presión de trabajo tanto baja como alta.
Por lo tanto, garantiza un soporte óptimo para los **estadios CEAP C0 a C5** de los trastornos venosos.



mirar la tabla en la página 24

Elección del producto classic adecuado

1. Indicación y diagnóstico por un facultativo (prescripción en la receta)
2. Diseño y clase de compresión (prescripción en la receta)
3. Complexión del paciente
4. Estado del tejido conectivo



Vista general de los colores VenoTrain-Classic-Portfolio

FÁCIL. CLARO. COHERENTE.


COLORES ESTÁNDAR	micro	soft	soft S	impuls
Caramelo	●	●	●	●
Marino	●	●	●	●
Antracita	●	●	●	●
Negro	●	●	●	●
COLORES ADICIONALES				
Crema	●	●	●	
Amaretto	●	●	●	
Espresso	●	●	●	
FASHION COLORS				
French Lavender	●	●	●	●
Irish Green	●	●	●	●

SISTEMA DE TALLAS
PERFECT-FIT*

VenoTrain micro
VenoTrain soft / soft S

¿SABÍA QUE...?

Este icono le indica qué productos están disponibles en el sistema de tallas Perfect-Fit.



Longitud ℓG
short 61–70
long 70–80
Tipo AG, AT

Longitud ℓD
short 35–40
long 40–46
Tipo AD

CONTORNO		XS solo VenoTrain soft S	S		M		L		XL	
			NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cT			hasta 85		hasta 90		hasta 100		hasta 120	
cH			hasta 95		hasta 105		hasta 120		hasta 140	
cG	Liga ancha**		51–57	59–66	56–63	62–69	60–67	66–74	63–71	71–80
	Liga normal	44–50	45–51	52–59	49–56	55–62	53–60	58–66	55–63	62–71
	Borde de punto, AT, liga	44–50	45–57	52–66	49–63	55–69	53–67	58–74	55–71	62–80
cF		39–50	40–52	43–55	43–55	46–60	45–59	50–64	49–63	52–68
cE		32–38	33–40	36–44	35–43	39–49	38–48	42–53	42–53	47–58
cD		28–31	29–35	32–38	32–38	35–42	34–42	37–45	37–45	41–49
cC		29–33	31–37	34–40	34–40	37–44	37–45	39–47	40–48	43–51
cB1		23–26	25–29	27–31	27–32	29–34	29–35	31–37	32–38	34–40
cB		18–20	20–22		22–25		25–28		28–31	
cY		27–31	29–33		31–35		34–40		37–44	
cA		17–22	19–24		22–27		25–31		28–35	

* **VenoTrain impuls se mide según el sistema de tallas V6+ altamente diferenciado. VenoTrain discrétion también tiene su propio sistema de tallas (página 12).**

** La liga ancha con motas está disponible para: VenoTrain soft, VenoTrain soft S

Indicaciones del sistema de tallas en cm
Para tallas de calzado inferiores a la 36 o superiores a la 46, así como para peculiaridades anatómicas del pie, se recomienda utilizar productos a medida.

SISTEMA DE TALLAS V6+ EN LA PÁGINA 24

VenoTrain®
COLORES DE MODA 2025 / 2026

La vida en color.



FRENCH LAVENDER

El French Lavender es sinónimo de fuerza y sofisticación. Este expresivo color combina la elegancia con un toque de extravagancia perfecto para quien quiera disfrutar de la individualidad y la vitalidad con colores potentes.



IRISH GREEN

El Irish Green es toda una declaración de energía y vitalidad. Este color fresco y dinámico subraya la singularidad y confiere un aura inconfundible y positiva a la vida cotidiana: un símbolo de personalidad y alegría de vivir.

Los colores de moda hacen que las piernas llamen la atención y permiten prestar atención a la salud a todo color.

Colores de moda disponibles para

VenoTrain micro
VenoTrain soft
VenoTrain soft S
VenoTrain impuls

COMPRESIÓN FASHION
PARA UNAS PIERNAS SANAS Y ACTIVAS





TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR: VenoTrain discrétion

CONTORNO DE PIERNA

Talla	1	2	3	4
cG	42 – 56	49 – 63	56 – 70	63 – 77
cC	28 – 36	32 – 40	35 – 43	38 – 46
cB	18 – 21	21 – 24	24 – 27	27 – 31

LONGITUD

Talla	short	long
AG | AT	< 70	> 70
AD	< 38	> 38

Todas las medidas se indican en cm

VenoTrain® discrétion
LAS MEDIAS TRANSPARENTES

El material extraordinariamente fino de estas medias de compresión les confiere una estilosa transparencia y una gran ligereza.

Disponibles en varios diseños y versátiles colores, estas medias le proporcionarán una sensación extra de vitalidad y bienestar en su trabajo, sus actividades de ocio y su vida diaria.

COLORES

CLARO
BEIGE
ESPRESSO
NEGRO
JAVA

CARACTERÍSTICAS

- Son muy elásticas, lo que facilita su colocación
- Definen la forma de las piernas sin oprimirlas
- Tejido fino y transpirable para una comodidad duradera

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS VenoTrain discrétion (I – IV)

CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 1 (10 – 15 mmHg)
- Ccl 2 (15 – 20 mmHg)

PUNTERA cerrada (AD, AG, AT)
abierta (AD, AG)

COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 1: 75 % poliamida, 25 % elastano
- Ccl 2: 70 % poliamida, 30 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

SERIE

TERMINACIÓN LIGA	AD Medias hasta la rodilla	AG Medias largas con liga autosujetable de silicona motas con estampado	AG Medias largas con liga autosujetable de silicona a motas	AT Panty
Claro	●	●	●	
Beige	●	●	●	●
Espresso	●	●	●	●
Negro	●	●	●	●
Java	●	●	●	●

experts.bauerfeind.com/venotrain-discretion

ASQUAL COMPRESSION MÉDICALE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CE MD

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6



VenoTrain® micro
LA MODERNA

La comodidad óptima resultante de su elevado contenido en microfibras convierte la VenoTrain micro en una de las medias de compresión más populares del momento.

Gracias a la variedad de modelos y a la amplia paleta de colores, resalta el estilo individual de sus clientes y marca tendencia.

COLORES ESTÁNDAR

CARAMELO
MARINO
ANTRACITA
NEGRO

COLORES ADICIONALES

CREMA
AMARETTO
ESPRESSO

FASHION COLORS

FRENCH LAVENDER
IRISH GREEN

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Transpirable, respetuosa con la piel y fácil de cuidar gracias a su contenido de más del 50 % de microfibra
- Contornos definidos y gran comodidad de uso gracias a la parte abdominal que realza la figura (panty) y a la suela confort
- Aspecto elegante gracias a la calidad de media fina semitransparente
- Comodidad para embarazadas: También disponibles como panty con parte abdominal especial que se adapta al crecimiento del abdomen (ATU)

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 9
CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta
COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 1: 65 % poliamida, 35 % elastano
- Ccl 2: 55 % poliamida, 45 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AT	ATU
Borde de punto / Rebordes confort	●▲		●▲	●▲
Encaje delicado		●▲		
Micromotas		●▲		
Motas	●▲	●▲		
Motas con estampado		●▲		

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5981-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

experts.bauerfeind.com/venotrain-micro

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

VenoTrain® micro
BATIK Y DESIGN EDITION



Con la edición Design y las versiones batik de colores individuales de VenoTrain micro, sus clientes elevarán su estilo a otro nivel.

Tanto si prefieren los estampados discretos con los elegantes diseños Tango y Jive* o las texturas salvajes del batik, en combinación con los colores azul marino o negro, las piernas de sus clientes serán el centro de todas las miradas.



COLORES

COLORES ESTÁNDAR

	TANGO*	JIVE*	BATIK MARINO	BATIK NEGRO
CARAMELO				
ANTRACITA				
MARINO				
NEGRO				

COLORES ADICIONALES

	TANGO*	JIVE*	BATIK MARINO	BATIK NEGRO
CREMA				
AMARETTO				
ESPRESSO				

FASHION COLORS

	TANGO*	JIVE*	BATIK MARINO	BATIK NEGRO
FRENCH LAVENDER				
IRISH GREEN				



FRENCH LAVENDER TANGO
DESIGN EDITION

● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AT
Borde de punto / Rebordes confort	● ▲		● ▲
Encaje delicado		● ▲	
Micromotas		● ▲	
Motas**	● ▲	● ▲	
Motas con estampado		● ▲	

* Design Edition solo disponible con puntera cerrada
** No disponible en la versión Design Edition

experts.bauerfeind.com/venotrain-micro

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6



VenoTrain® soft Manga

VenoTrain® soft brazo presenta un diseño cómodo en la cara interna del codo para una mayor libertad de movimiento y comodidad de uso, y una menor sensación de presión.

COLORES ESTÁNDAR


- BEIGE
- CARAMELO
- NEGRO

DETALLES

CLASES DE COMPRESIÓN
- CcI 1 (15 – 21 mmHg)
- CcI 2 (23 – 32 mmHg)

TERMINACIÓN
LIGA
- Borde de punto
- Motas

Longitud ℓC – G	
short	39 – 44
long	44 – 50
Tipo	CG



CONTORNO	S mín. – máx.	M mín. – máx.	L mín. – máx.	XL mín. – máx.
cG	24 – 30	27 – 33	29 – 36	32 – 40
cE	22 – 26	24 – 29	27 – 32	30 – 35
cC	14 – 15	15 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20

Indicaciones del sistema de tallas en cm

Encontrará más información sobre VenoTrain soft brazo en el catálogo de productos de linfología.

experts.bauerfeind.com/venotrain-soft-arm

VenoTrain® soft
LA TODOTERRENO

VenoTrain soft es siempre la elección perfecta: de gran versatilidad, esta media resiste incluso las condiciones más exigentes sin perder su suavidad y eficacia.

Esta media todoterreno está disponible en varios modelos, ofrece un efecto médico probado y un beneficioso efecto masaje.

COLORES ESTÁNDAR

CARAMELO
MARINO
ANTRACITA
NEGRO

COLORES ADICIONALES

CREMA
AMARETTO
ESPRESSO

FASHION COLORS

FRENCH LAVENDER
IRISH GREEN

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Diseño unisex
- Suave para la piel gracias a su agradable material
- Opciones flexibles; por ejemplo, media calcetín standard en color caramelo
- Comodidad para las embarazadas, gracias a la parte abdominal especial que se adapta al crecimiento del vientre (ATU)

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 9
CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta, sin pie (a medida), roma (a medida)
COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 1: 70 % poliamida, 30 % elastano
- Ccl 2: 65 % poliamida, 35 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AGHB	AT	ATU	ATH	ATX	ATE
Borde de punto / Rebordes confort	● ▲			● ▲	▲	▲	▲	▲
Encaje delicado		● ▲						
Micromotas		● ▲						
Motas	● ▲	● ▲						
Motas con estampado		● ▲						
Fijación a la cadera			● ▲					

experts.bauerfeind.com/venotrain-soft

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6



VenoTrain® soft S
FÁCIL COLOCACIÓN

VenoTrain soft S ofrece una comodidad excepcional para el pie gracias a su talón Easy de diseño generoso y al tejido de punto reducido en la zona del empeine. El talón anatómico de 90° y el tejido robusto de punto facilitan la colocación y la retirada.

De esta manera, VenoTrain soft S se ofrece para el ámbito ortopédico y puede utilizarse para la terapia de edemas postraumáticos o postoperatorios*, así como para personas que permanecen mucho tiempo sentadas o de pie.

COLORES ESTÁNDAR

CARAMELO

ANTRACITA

MARINO

NEGRO

COLORES ADICIONALES

CREMA

ESPRESSO

AMARETTO

FASHION COLORS

FRENCH LAVENDER

IRISH GREEN

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Fácil de colocar gracias al talón Easy
- Gran comodidad de uso gracias a la zona del empeine sin pliegues
- Efecto vitalizante gracias al material transpirable
- Rápida disponibilidad con fabricación exprés a medida en color caramelo

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 9

CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta

COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 1: 70 % poliamida, 30 % elastano
- Ccl 2: 65 % poliamida, 35 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG
Borde de punto	● ▲	
Micromotas		● ▲
Encaje delicado		● ▲
Motas	● ▲	● ▲
Motas con estampado		● ▲

* Consulte la lista completa de indicaciones en las instrucciones de uso de VenoTrain.

experts.bauerfeind.com/venotrain-soft-s

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6

TRATAMIENTO DE COMPRESIÓN CON VenoTrain® soft S

APROVECHAR LAS SINERGIAS



TRATAMIENTO POSTOPERATORIO Y POSTRAUMÁTICO EN LA RODILLA

Para el tratamiento localizado después de intervenciones ortopédicas o lesiones de rodilla

RECOMENDADO POR EXPERTOS



«Tras una operación de ligamentos cruzados, para garantizar un rápido proceso de curación son especialmente importantes una estabilización eficaz y la reducción del edema. Para ello, la mejor opción son las ortesis y las medias de compresión de grado médico fáciles de poner».

Prof. Dr. med. Rolf Haaker

Médico jefe de la Clínica de Ortopedia, Reumatología y Traumatología del Hospital St. Vincenz de Brakel

Ortesis

+ Guía y estabilización eficaces según el principio de los cuatro puntos y flexible en los movimientos

Media de compresión

+ Control efectivo de edemas postoperatorio y postraumático con VenoTrain soft S

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO

✓ **Mejorar la rehabilitación**

✓ **Reducir los edemas producidos**

✓ **Favorecer el proceso de curación**

LA COMBINACIÓN PERFECTA

SecuTec® Genu Flex

PARA UNA MAYOR DINÁMICA EN EL TRATAMIENTO



+ Flexible durante el movimiento gracias a los módulos Flex únicos
+ Ajuste individual, adaptable como acompañamiento de la terapia
+ Protección fiable en la vida activa diaria

VenoTrain® soft S

EL MULTITALENTO PARA UNA FÁCIL COLOCACIÓN




+ El talón Easy con forma anatómica facilita la colocación
+ Mayor comodidad en el pie gracias al tejido de punto reducido en la zona del empeine
+ Tejido transpirable y resistente
+ Disponible como media calcetín o media larga en dos clases de compresión, así como con puntera abierta o cerrada

Para información sobre indicaciones, contraindicaciones y manejo del producto que necesite, consulte las respectivas instrucciones de uso.

Encontrará un resumen completo de las ortesis en el catálogo de productos ortopédicos.



TABLA DE TALLAS DE SERIE V6+



Long. ℓT	85–108
Long. ℓH	76–98
Tipo	AT
Longitud ℓG	
short	62–70
long	70–80
Tipo	AG | AT
Longitud ℓD	
short	35–40
long	40–44
Tipo	AD

CON-TORNO	I		II		III		IV		V		VI	
	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cT	67–89	71–91	73–111	75–115	76–118	79–119	82–127	84–129	86–136	91–138	96–140	102–145
cH	85–102		87–116		92–121		98–132		104–140		110–146	
cG	45–53	51–59	48–56	54–62	51–59	57–66	54–63	60–69	57–66	63–73	60–70	66–76
cF	39–45	43–50	42–49	46–53	45–52	49–57	48–56	52–60	51–59	55–64	54–63	58–67
cE	32–37	35–40	34–39	37–42	36–41	39–44	38–44	41–47	40–46	43–49	42–48	45–51
cD	28–32	30–34	30–34	32–37	32–37	34–39	34–39	36–41	36–41	38–43	38–43	40–46
cC	29–33	31–35	31–35	33–38	33–38	35–40	35–40	37–42	37–42	39–44	39–44	41–47
cB1	23–27	24–28	25–29	26–30	27–31	28–32	29–34	30–35	31–36	32–37	33–38	34–39
cB	19–20,5		20,5–22		22–24		24–26		26–28,5		28,5–31	
cY	25–29		26–31		28–33		30–35		32–38		35–41	
cA	19–22		20–23		22–25		24–27		26–30		28–33	

Todas las medidas se indican en cm

VenoTrain® impuls
FUERTE Y SUAVE

YA DISPOBILE EN PANTY (AT) ESTÁNDAR

VenoTrain impuls es la mejor compañera para pacientes con insuficiencia venosa avanzada o tejido conjuntivo blando, o para los que prefieren un soporte sólido para un estilo de vida activo. Incluso con el más mínimo movimiento muscular, desarrolla un intenso efecto en profundidad gracias a su elevada presión de trabajo. Su material de microfibra ofrece una potente sujeción sin dejar de ser cómoda de llevar.

Ideal para afecciones venosos avanzadas, síndrome postrombótico, postratamiento de úlceras cicatrizadas y para los primeros estadios de lipedema y linfedema.*

COLORES ESTÁNDAR

CARAMELO
ANTRACITA
MARINO
NEGRO

FASHION COLORS

FRENCH LAVENDER
IRISH GREEN

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Efecto especialmente profundo y gran alivio incluso con un movimiento muscular mínimo gracias a la elevada presión de trabajo
- Gran comodidad de uso gracias al material de microfibra transpirable y agradable para la piel
- Reduce la constricción y la formación de arrugas, especialmente en el tejido conjuntivo blando, gracias al tejido circular de corta elasticidad
- Fácil de colocar y retirar gracias al talón Easy de generosas dimensiones
- Gran precisión de ajuste gracias al sistema de tallas altamente diferenciado V6+ (I – VI)

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS V6+ (I – VI)
mirar la tabla en la página 24
CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
- Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta
COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
- Ccl 3: 75 % poliamida, 25 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Borde de punto / Cinturilla**	●▲			●▲	▲	▲
Motas	●▲	●▲				
Fijación a la cadera			●▲			

* Consulte la lista completa de indicaciones en las instrucciones de uso de VenoTrain.
** AT en talla standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

SELECTION


VenoTrain® SELECTION PORTFOLIO



Guía de cuidados

La gama VenoTrain Selection presenta una **colección exclusiva de medias hasta la rodilla** que satisfacen los requisitos más individualizados, además de los tratamientos de compresión clásicos. Con sus **excelentes materiales** y su atractivo diseño, los productos Selection no sólo ofrecen una terapia de compresión discreta que no parece una prenda de compresión, sino que también combinan el estilo con la eficacia médica.

Esta gama de productos es versátil y resulta ideal para diferentes necesidades médicas. Puede utilizarse para una amplia gama de afecciones venosas y otras dolencias en las que esté indicada la terapia de compresión.



Elección del producto selection correcto

1. indicación y diagnóstico por un facultativo (prescripción en la receta)
2. Clase de compresión (prescripción en la receta)
3. Requisitos específicos del paciente en cuanto a material, funcionalidad y diseño

* Consulte la lista completa de indicaciones en las instrucciones de uso de VenoTrain.



Vista general de los colores VenoTrain-Selection-Portfolio

FÁCIL. CLARO. COHERENTE.


COLORES ESTÁNDAR	business	hero	cocoon
Negro	●	●	●
Marino	●	●	●
Denim	●	●	●
Gris	●	●	●


SISTEMA DE TALLAS

TABLA DE TALLAS DE SERIE PERFECT-FIT

¿SABÍA QUE...?

Este icono le indica qué productos están disponibles en el sistema de tallas Perfect-Fit.





CONTORNO	S		M		L		XL	
	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cD	**29–35**	**32–38**	**32–38**	**35–42**	**34–42**	**37–45**	**37–45**	**41–49**
cC	**31–37**	**34–40**	**34–40**	**37–44**	**37–45**	**39–47**	**40–48**	**43–51**
cB1	25–29	27–31	27–32	29–34	29–35	31–37	32–38	34–40
cB	**20–22**		**22–25**		**25–28**		**28–31**	
cY	29–33		31–35		34–40		37–44	
cA	19–24		22–27		25–31		28–35	

* **Solo disponible para VenoTrain hero**

Indicaciones del sistema de tallas en cm.

ALGODÓN





VenoTrain® business
LA ELEGANTE

Ya sea de viaje o en el trabajo: VenoTrain business combina estilo y elegancia y cumple todos los requisitos de una media calcetín de primera clase.

Gracias al uso de algodón en el interior, nuestra VenoTrain business es especialmente transpirable y respetuosa con la piel, lo que la convierte en una opción ideal para el entorno profesional. El reborde ancho y confortable y la suela reforzada contribuyen a una mayor comodidad de uso.

COLORES ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Agradable para la piel y cómoda gracias a la mezcla de materiales con algodón
- Apoyo fiable en la zona del pie gracias a la suela reforzada
- VenoTrain business conserva su forma y aspecto incluso después de un uso y lavado frecuentes gracias a una confección especial de fibras con efecto antipilling

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 27

CLASES DE COMPRESIÓN
- CcI 1 (18 – 21 mmHg)
- CcI 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES
- CcI 1: 80 % poliamida, 14 % elastano, 6 % algodón
- CcI 2: 71 % poliamida, 24 % elastano, 5 % algodón

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	
Borde de punto	● ▲	
Motas	▲	

Disponibles en las tallas de calzado 36 – 41 (foot short) o 41 – 46 (foot long)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

experts.bauerfeind.com/venotrain-business

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6


MERINO
WOOL MIX

VenoTrain® hero
LA CASUAL

NOVEDAD CON LANA DE MERINO

NOVEDAD PARA PACIENTES MUY ALTOS

VenoTrain hero es la compañera ideal para todas las situaciones, especialmente en el tiempo libre. No sólo demuestra sus puntos fuertes durante actividades profesionales exigentes, sino que también ofrece el máximo confort en los momentos de relajación.

Gracias a su puntera sin costuras, las secciones acolchadas de la puntera y el talón con lana merina y un empeine sin pliegues, proporciona una sensación cómoda y agradable durante todo el día.

COLORES ESTÁNDAR

NEGRO

MARINO

DENIM

GRIS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Adaptación óptima con **tres longitudes diferentes de pierna**
- Duradera y resistente gracias a sus materiales robustos
- Máximo confort y agradable temperatura del pie gracias a la lana merina y el acolchado mullido en la zona del pie
- Ideal también para pies sensibles gracias a la puntera sin costuras (seamless)
- Ajuste sin pliegues en el empeine gracias a la zona de flexión especial
- Alivio específico de la presión gracias a la entalladura en el tendón de Aquiles


Puntera sin costuras


Tres longitudes de pernera diferentes

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 27
CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada
COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 2: 84 % poliamida, 14 % elastano, 2 % lana (lana merino)

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



SERIE

TERMINACIÓN LIGA	AD	
Borde de punto	●	

Disponibles en las tallas de calzado 36 – 41 (foot short) o 41 – 46 (foot long)

BIO

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

experts.bauerfeind.com/venotrain-hero

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

RESPETUOSA CON LA PIEL CLÍNICAMENTE PROBADO



VenoTrain® cocoon
LA HIDRATANTE

Las medias de compresión medicinales que cuidan la piel no sólo ofrecen compresión, sino también una protección y un cuidado especiales para la piel seca y sensible.[1]

Las sustancias de cuidado de alta calidad integradas en la media refuerzan la barrera natural de la piel y aportan una notable flexibilidad a la piel seca.

COLORES ESTÁNDAR

NEGRO



MARINO



DENIM



GRIS



CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Agradables de llevar y cuidado óptimo gracias a la innovadora mezcla de fibras naturales con sustancias de cuidado integradas
- Se ha demostrado clínicamente que mantiene la humedad de la piel[1]
- Mantiene el estado de la piel durante la terapia de compresión gracias a su eficaz acción contra el picor y la descamación cutánea

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 27


CLASE DE COMPRESIÓN
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada

COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 2: 52 % poliamida, 26 % elastano, 11 % algodón, 11 % celulosa

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO





● SERIE

TERMINACIÓN LIGA	AD
Borde de punto	●

Disponibles en las tallas de calzado 36 – 41 (foot short) o 41 – 46 (foot long)

[1] Westphal, T., et al. (2019) Medical compression stockings on the skin moisture in patients with chronic venous disease. Vasa doi: 10.1024/0301-1526/a000812

experts.bauerfeind.com/venotrain-cocoon

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6


SPECIAL

VenoTrain® SPECIAL PORTFOLIO



Guía de cuidados

La gama VenoTrain Special cumple los requisitos específicos de los pacientes con trastornos venosos avanzados hasta la úlcera varicosa de la pierna (estadio CEAP C3 – C6)*. La gama también ofrece la opción de terapia de compresión para afecciones concomitantes como la enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP) de leve a moderada.



VenoTrain® ulcertec

Para el tratamiento diferenciado en caso de Ulcus cruris venosum.


* Consulte la lista completa de indicaciones en las instrucciones de uso de VenoTrain.





SISTEMA DE TALLAS

VenoTrain ulcertec está adaptado al sistema de tallas X5+.




Longitud ℓG
short 61–70
long 70–80
Tipo AG

Longitud ℓD
short 35–40
long 40–45
Tipo AD

CONTORNO	XS		S		M		L		XL	
	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cG	45–57	52–66	49–62	55–68	53–67	58–74	58–73	65–82	63–80	69–90
cC	24–29	28–34	27–32	31–38	29–36	35–42	33–40	38–47	36–44	43–52
cB	20–21,5		21,5–23		23–25		25–28		28–32	

VenoTrain delight serie



Longitud ℓD
short 35–39
long 40–44
Tipo AD

CONTORNO	I	II	III	IV	V	VI
cD	28–34	30–37	32–39	34–41	36–43	38–46
cC	29–35	31–38	33–40	35–42	37–44	39–47
cB1	23–28	25–30	27–32	29–35	31–37	33–39
cB	19–20,5	20,5–22	22–24	24–26	26–28,5	28,5–31
cY	25–29	26–31	28–33	30–35	32–38	35–41
cA	19–22	20–23	22–25	24–27	26–30	28–33

Todas las medidas se indican en cm

PUNTO
ROMBOIDE





VenoTrain® ulcertec
EL ESPECIALISTA EN COMPRESIÓN PARA ÚLCERAS VENOSAS DE LA PIERNA

Encontrará vídeos con más información sobre VenoTrain ulcertec en nuestra tienda online
experts.bauerfeind.com

La combinación de media externa con el tejido romboidal especialmente desarrollado por Bauerfeind y la media interna respetuosa con la piel para fijar apósito de la herida, permite su fácil colocación incluso sin ayuda. Las medias internas también están indicadas para una ligera compresión permanente por las noches y se pueden encargar individualmente en juegos de tres unidades y son adecuadas para lavar a altas temperaturas.

COLORES

BEIGE MEDIA EXTERNA

BLANCO MEDIA INTERNA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Una compresión perfectamente armonizada de media externa e interna
- Un patrón de presión único para una sanación rápida y, al mismo tiempo, una gran comodidad para los pacientes[1]
- Tratamiento diferenciado gracias a dos modelos dentro de la misma clase de compresión

39 – moderate
- Clase de compresión 3 (34 – 46 mmHg)
- Media interna con compresión suave que, en combinación con la media externa, se traduce en una presión de compresión en la zona inferior de la clase de compresión 3

46 – strong
- Clase de compresión 3 (34 – 46 mmHg)
- Media interna con compresión media que, en combinación con la media externa, se traduce en una presión de compresión en la zona superior de la clase de compresión 3

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS X5+ (XS – XL)
mirar la tabla en la página 35

CLASES DE COMPRESIÓN
- 39 – moderate: 34 – 46 mmHg
  Media interna con compresión suave
- 46 – strong: 34 – 46 mmHg
  Media interna con compresión media

PUNTERA
- abierta (media externa)
- cerrada (media interna)

COMBINACIÓN DE MATERIALES
MEDIA INTERNA AG[2]
- 39 – moderate: 68 % poliamida, 32 % elastano

MEDIA INTERNA AD
- 39 – moderate: 87 % poliamida, 13 % elastano
- 46 – strong: 69 % poliamida, 31 % elastano

MEDIA EXTERNA (39 – moderate / 46 – strong)
- Serie: 79 % poliamida, 21 % elastano
- Confección a medida: 68 % poliamida, 32 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO
- Media externa: 40
- Media interna: 95

● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG
Borde de punto / Rebordes confort	●▲	
Silicona delicada		●▲

[1] Jünger, M., et al. (2004) Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. Current medical research and opinion, doi: 10.1185/030079904X4086

[2] La media interna AG tiene además una banda de silicona en el borde superior de la media. Fabricada en poliamida, elastano y silicona.

experts.bauerfeind.com/venotrain-ulcertec

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6

La modelo
lleva medias calcetín (AG)
de color caramelo



Pie recto cerrado



Liga autosujetable a motas (AD) en color caramelo

VenoTrain® delight
PARA UNA TERAPIA INTENSIVA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Acción profunda sobre el sistema venoso
- Tejido de doble tracción transpirable
- Estructura gripRelief® especial en el reborde, para una sujeción cómoda y segura
- Costuras especialmente planas

COLORES ESTÁNDAR

CARAMELO 

NEGRO 

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS DE SERIE (I – VI)
mirar la tabla en la página 35

CLASES DE COMPRESIÓN
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
- Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

PUNTERA abierta, cerrada, abierta en diagonal

COMBINACIÓN DE MATERIALES
- Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
- Ccl 3: 79 % poliamida, 21 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO




● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AF	AG	AT	ET	CT	BD	BG	CG	DG
Tejido de punto	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Mota (3 cm)	●▲									
Mota (5 cm)	●▲	▲	▲					▲	▲	▲
Fijación a la cadera			▲							
PUNTERA										
Abierta	●▲	▲	▲	▲						
Cerrada	●▲	▲	▲	▲						
Diagonal abierta	●▲	▲	▲	▲						
ELEMENTOS AÑADIDOS										
Talón en T	●▲*	▲*	▲*	▲						
Almohadillas viscoelásticas	▲*	▲*	▲*							

*Opcionalmente con talón en T o almohadillas

experts.bauerfeind.com/venotrain-delight



BASIC

VenoTrain® BASIC PORTFOLIO




Guía de cuidados

La gama VenoTrain Basic ofrece un cuidado básico rentable para pacientes con trastornos venosos crónicos.

SISTEMA DE TALLAS

TABLA DE TALLAS DE SERIE PERFECT-FIT



Longitud ℓG

short	61–70
long	70–80
Tipo	AG, AT

Longitud ℓD

short	35–40
long	40–46
Tipo	AD

CONTORNO		S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cT		hasta 85		hasta 90		hasta 100		hasta 120	
cH		hasta 95		hasta 105		hasta 120		hasta 140	
cG	Liga ancha	51–57	59–66	56–63	62–69	60–67	66–74	63–71	71–80
	Liga normal	45–51	52–59	49–56	55–62	53–60	58–66	55–63	62–71
	Borde de punto, AT, liga	45–57	52–66	49–63	55–69	53–67	58–74	55–71	62–80
cF		40–52	43–55	43–55	46–60	45–59	50–64	49–63	52–68
cE		33–40	36–44	35–43	39–49	38–48	42–53	42–53	47–58
cD		29–35	32–38	32–38	35–42	34–42	37–45	37–45	41–49
cC		31–37	34–40	34–40	37–44	37–45	39–47	40–48	43–51
cB1		25–29	27–31	27–32	29–34	29–35	31–37	32–38	34–40
cB		20–22		22–25		25–28		28–31	
cY		29–33		31–35		34–40		37–44	
cA		19–24		22–27		25–31		28–35	

Indicaciones del sistema de tallas en cm

Para tallas de calzado inferiores a la 36 o superiores a la 46, así como para peculiaridades anatómicas del pie, se recomienda utilizar productos a medida.

VenoTrain® pure
TRATAMIENTO BÁSICO

La media de compresión VenoTrain pure favorece la actividad venosa y alivia la sensación de piernas pesadas y cansadas. Gracias a su tejido agradable a la piel y transpirable, ofrecen gran comodidad de uso.

COLOR

BEIGE 

NEGRO 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Ideal para ella y para él
- Disponibles con el sistema de tallas Perfect-Fit de calidad probada
- Material resistente

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS PERFECT-FIT (S – XL)
mirar la tabla en la página 40

CLASES DE COMPRESIÓN
- CcI 1 (18 – 21 mmHg)
- CcI 2 (23 – 32 mmHg)

PUNTERA cerrada, abierta

COMBINACIÓN DE MATERIALES
- CcI 1: 77 % poliamida, 23 % elastano
- CcI 2: 74 % poliamida, 26 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO



● SERIE ▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AG	AT
Borde de punto / Rebordes confort	● ▲		● ▲
Motas	● ▲	● ▲	

experts.bauerfeind.com/venotrain-pure

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

ACTIVE


VenoTrain® ACTIVE PORTFOLIO



La gama VenoTrain Active ofrece una ayuda suave en el trabajo, el ocio y el deporte. Las medias preventivas VenoTrain act impresionan por su sensación revitalizante.

Los Compression Socks son los compañeros perfectos para innumerables actividades de ocio y al aire libre.









SISTEMA DE TALLAS

VenoTrain® act – SHEER ELEGANCE

AG, AT, ATU



AT CAL



AD

TALLA	0	1	2	3
TALLA DE CALZADO	37 – 39	39 – 41	41 – 43	43 – 45

VenoTrain® act – COTTON Y MICROFIBER

AD

COTTON (para él)


TALLA	1	2	3	4
TALLA DE CALZADO	39 – 41	41 – 43	43 – 45	45 – 47

AD

MICROFIBER (para ella y para él)

TALLA	0	1	2	3	4
TALLA DE CALZADO	37 – 39	39 – 41	41 – 43	43 – 45	45 – 47

COMPRESSION SOCKS



Talla calzado	
short	35 – 40
long	41 – 46
Tipo	AD

CONTORNO PANTORRILLA	S	M	L	XL
cC	31 – 40	34 – 44	37 – 47	40 – 51
cB	20 – 22	22 – 25	25 – 28	28 – 31

Todos los datos en centímetros (cm)

VenoTrain® act SHEER ELEGANCE PARA UN REFUERZO ELEGANTE

Con un efecto estabilizador de ligero a medio en 70 o 140 DEN, las VenoTrain act sheer elegance ofrecen una transparencia llena de elegancia, y están disponibles en una amplia variedad de colores y modelos.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Para ella
- Elegante y transparente
- En siete matices de color
- Disponible como media calcetín, media larga con liga de encaje o panty
- Para embarazadas, también tenemos un panty con parte abdominal especial que se adapta al aumento del tamaño del vientre
- Pantys Calibrato (AT CAL) para las curvas femeninas

SERIE

			AD	AG	AT	ATU	AT CAL
DEN			**70 / 140**	**70 / 140**	**70 / 140**	**140**	**70 / 140**
COLORES		ARENA	●	●	●		
		CARAMELO	●	●	●	●	●
		AMARETTO	●	●	●		
		ESPRESSO	●	●	●		
		NEGRO	●	●	●	●	●
		GRAFITO	●	●	●		
		MARINO	●	●	●		

VenoTrain act no es un producto médico.
* A petición de los interesados, estaremos encantados de facilitarles ejemplos y otras combinaciones de materiales.

Para VenoTrain act no se ofrecen cambios, reparaciones o prestaciones adicionales. No admite devoluciones / abonos ni tampoco cambios.

experts.bauerfeind.com/venotrain-act-elegance

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS:
mirar la tabla en la página 43
PUNTERA cerrada
COMBINACIÓN DE MATERIALES*
AG (70 DEN) 81 % poliamida, 19 % elastano
AG (140 DEN) 73 % poliamida, 27 % elastano
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO


SHEER ELEGANCE

VenoTrain® act COTTON
VenoTrain® act MICROFIBER
PARA UN REFUERZO LIGERO

Las medias VenoTrain act cotton para caballero y las VenoTrain act microfiber para señora y caballero, con un efecto estabilizador elevado en 280 DEN, serán las compañeras de confianza durante los viajes, en el trabajo y en el tiempo libre.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

COTTON
- Para él
- Especialmente cómoda con algodón
- Con un llamativo acabado acanalado
- Opaco
- Media calcetín con un elevado efecto estabilizador (280 DEN)
- En cuatro colores

MICROFIBER
- Para ella y para él
- Especialmente agradable para la piel y suave, gracias a su elevado contenido en microfibras
- Se ajusta cómodamente a la pierna y es transpirable
- Media calcetín con un elevado efecto estabilizador (280 DEN)
- En cuatro colores

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS:
mirar la tabla en la página 43
PUNTERA cerrada
COMBINACIÓN DE MATERIALES
- COTTON: 27 % poliamida, 10 % elastano, 63 % algodón
- MICROFIBER: 94 % poliamida, 6 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

SERIE

			AD
DEN			**280**
COLORES		**BEIGE**	●
		NEGRO	●
		GRAFITO	●
		MARINO	●


COTTON


MICROFIBER

experts.bauerfeind.com/venotrain-act-cotton
experts.bauerfeind.com/venotrain-act-microfiber



COMPRESSION SOCK TRAINING
COMPRESSION SOCK PERFORMANCE

Los calcetines **Compression Socks Training** y **Performance** se han desarrollado tomando como base el amplio conocimiento y la experiencia en biomecánica y tratamiento de compresión.
Ofrecen un soporte perceptible en caso de cargas persistentes, evitan las agotadoras vibraciones musculares y aceleran la regeneración muscular.

DETALLES

SISTEMA DE TALLAS:
mirar la tabla en la página 43
PUNTERA cerrada
COMBINACIÓN DE MATERIALES

TRAINING	87 % poliamida, 13 % elastano
PERFORMANCE	75 % poliamida, 25 % elastano

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

TRAINING 
PERFORMANCE 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

TRAINING
- La zona «Muscle Tuning» refuerza la musculatura de las pantorrillas
- Las zonas de absorción de impactos protegen la zona del antepié y del talón
- Compresión ligera para estimular los músculos
- La zona «Taping» ayuda a prevenir lesiones y a mejorar la propiocepción
- Especialmente indicada para deportes con movimientos de parada y salto



PERFORMANCE
- Diseñadas para mejorar la recuperación muscular
- Zona de protección en el tendón de Aquiles
- Microfibra transparible
- Especialmente indicada para deportes de resistencia en línea recta

TRAINING DISPONIBLE EN



Carbón/Rivera
Carbón / Polar
Plata / Rivera
Plata / Polar

SERIE

TERMINACIÓN LIGA		AD
Borde de punto / Rebordes confort	TRAINING	●
	PERFORMANCE	●

PERFORMANCE DISPONIBLE EN



Rivera | Negro | Blanco | Wild Berry | French Lavender

Los Compression Sock Training y Performance no son productos médicos.
Para Compression Socks no se ofrecen cambios, reparaciones o prestaciones adicionales.
No admite devoluciones / abonos ni tampoco cambios.

experts.bauerfeind.com/compression-sock-training
experts.bauerfeind.com/compression-sock-performance

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
598-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL DÍA A DÍA





Los útiles complementos para la terapia de compresión medicinal con VenoTrain de Bauerfeind facilitan el uso de las medias de compresión. Cuidan la piel y las medias de compresión y, de este modo, apoyan y facilitan el tratamiento.

RED DE LAVADO

Cuidado seguro de las medias de compresión con cada lavado a máquina



GUANTES DE GOMA

Ayudan a la correcta colocación de las medias de compresión
Tallas: XS, S, M, L, XL



VenoTrain® glider
AYUDA A LA COLOCACIÓN Y RETIRADA

Puede ver un vídeo explicativo de las instrucciones de colocación en:
bfzr.de/glider-plus

VenoTrain glider es un práctico calzador para ponerse y quitarse todo tipo de medias de compresión medicinales.

El material ligero y resistente permite deslizar las medias sin esfuerzo sobre el brazo o la pierna. Está especialmente indicado para medias de compresión con puntera abierta y cerrada.

Ahorra tiempo y espacio, por lo que resulta perfecto para llevar de viaje.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Colocación más fácil de las medias de compresión con un sencillo manejo
- Ideales también para viajar gracias a su diseño extremadamente ligero
- Uso seguro gracias al material estable y resistente al desgarro





PASO 01



PASO 02



PASO 03



PASO 04



PASO 05

experts.bauerfeind.com/venotrain-glider

VenoTrain® glider plus
AYUDA ESTABLE PARA LA COLOCACIÓN

VenoTrain glider plus es un calzador para colocar la media, estable y con un diseño ergonómico para cualquier tipo de medias de compresión médicas.

Los mangos plegables permiten ahorrar fuerza en la colocación y evitan tener que agacharse innecesariamente. Su utilidad en caso de movilidad reducida ha sido comprobada también por un instituto independiente.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Colocación más fácil de las medias de compresión gracias a su sencillo manejo y a su diseño ergonómico que ahorra esfuerzo
- Uso seguro gracias al ligero armazón metálico y a las dos asas plegables laterales
- Diseño compacto que ayuda a ahorrar espacio


PASO 01


PASO 02


PASO 03


PASO 04


PASO 05


PASO 06

experts.bauerfeind.com/venotrain-glider-plus

TÉCNICA DE MEDICIÓN BAUERFEIND
LA CALIDAD SE PUEDE MEDIR.



BODYTRONIC® 410
ESCÁNER FLEXIBLE 3D PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES

- Medición sin contacto y sin tejido para el tratamiento con medias de compresión
- Imagen 3D de la zona de medición hasta la cintura
- Fácil montaje y desmontaje





BODYTRONIC® 610
ESCÁNER DE CUERPO ENTERO INCLUIDO ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE TODAS LAS EXTREMIDADES

- Medición sin contacto para medias de compresión, vendajes para rodilla y pie, ortesis de rodilla y productos para la espalda, brazos y hombros
- Posibilidad de escanear todo el cuerpo, exportación de los datos en 3D
- Superficie de 1,60 m^2



BAUERFEIND ACADEMY
COMPETENTE. ORIENTADA A LOS OBJETIVOS. CON ÉXITO.

¿Quiere que sus clientes elijan su comercio especializado y aprecien la experiencia de su equipo? ¡Nosotros le ayudamos! Benefíciese de nuestros cursos de formación personalizados y prácticos que proporcionan un apoyo óptimo a su equipo.

Nuestras recomendaciones para el éxito de su formación:

- Taller básico de flebología
- Curso de formación - Bodytronic
- Formación básica para personal de reciente incorporación a la tienda de ortopedia

NUEVO
ENCUENTRE EN POCOS MINUTOS LA FORMACIÓN ADECUADA
CON NUESTRO BUSCADOR DE CURSOS Y TALLERES

experts.bauerfeind.com/b2b/produktfinder_akademie_schulungen

VENTAJAS DE UN VISTAZO

FORMACIONES CON UN ELEVADO COMPONENTE PRÁCTICO

Las formaciones de nuestra academia incluyen siempre una parte médica para una mejor comprensión y una mayor competencia profesional.
Formadores bien formados, como técnicos ortopédicos, fisioterapeutas y linfoterapeutas, le guiarán a través de los diferentes temas de una manera profesional y dirigida a un grupo específico.

FORMACIÓN EN LA EMPRESA SEGÚN SUS PREFERENCIAS

¿Desea una formación individualizada y adaptada a sus necesidades? Con nosotros puede reservar una formación según sus preferencias. Además, podrá elegir libremente la temática, el lugar y la hora. Póngase en contacto con nosotros.

FORMACIONES ONLINE

¿Desea formarse de manera eficiente en cuanto a tiempo y costes?
Aproveche la oportunidad de elegir los cursos de formación que más le convengan entre una amplia gama de nuestro programa online. Si aún no hemos incluido el tema que le interesa, estaremos encantados de desarrollar un curso de formación online a medida para usted y hacerle una oferta individual.

FORMACIÓN ONLINE

Utilice los cursos e-learning de la Bauerfeind Academy para aprender a su propio ritmo, esté donde esté.

Regístrese aquí
experts.bauerfeind.com/b2b/online_training

EL SERVICIO TÉCNICO DE BAUERFEIND
APOYO Y CALIDAD DE CONFIANZA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – FLEBOLOGÍA

Benefíciese de nuestro saber hacer y déjese asesorar. Estamos a su disposición por teléfono dentro de nuestros horario laboral (Lu. – Ju. 8.30 am – 2 pm, 3 pm – 6 pm, Vi. 8 am – 2 pm CET). Puede contactar con nosotros las 24 horas del día, por correo electrónico y fax.

P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es



GARANTÍAS DE SERVICIO
SERVICIO AL CLIENTE INTERNACIONAL

DISPONIBILIDAD 100 %
Por teléfono, en nuestro horario laboral (Lu. – Ju. 8.30 am – 2 pm, 3 pm – 6 pm, Vi. 8 am – 2 pm CET). Por fax, correo electrónico y sistemas electrónicos de pedidos, las 24 horas del día.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PEDIDOS
Aproveche nuestras ofertas para una transferencia de datos cómoda, rápida y sin fallos: tienda online, socio de servicio EDI.

GESTIÓN DE ENVÍOS
Si así lo desea, nos podemos encargar de todo el proceso de su envío (incl. presupuestos de envío, documentos adicionales) y agrupar sus envíos de manera flexible.

PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES
En un plazo de 5 días desde la recepción de la mercancía.

CONTACTO ÚNICO PARA EL CLIENTE
Tiene una persona de contacto asignada exclusivamente para atender todas sus dudas y necesidades.

INFORMACIÓN PROACTIVA
Le mantenemos informado: recibirá toda la información importante sobre su pedido y el estado de la entrega.

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS
Reembolso de los productos defectuosos en un plazo de 30 días a partir de la entrega, con un reembolso del 100 % o una sustitución (se aplican las condiciones generales de venta).

Más información sobre nuestro servicio de atención al cliente: experts.bauerfeind.com/b2b/service


TIENDA ONLINE DE BAUERFEIND

REGÍSTRATE

Realice su pedido online:
experts.bauerfeind.com

LA TIENDA EN LÍNEA

Para la realización de pedidos a través de la tienda online de Bauerfeind, tiene a su disposición diversas funciones como, por ejemplo, el estado de pedido, la indicación de disponibilidad o el historial médico del paciente.
Regístrese en experts.bauerfeind.com/register para crear una cuenta de cliente.



SUS VENTAJAS EN UN VISTAZO

+ 24 h online
+ Accesible desde cualquier lugar con el Navegar de Internet
+ Proceso de pedido intuitivo
+ Función de búsqueda inteligente
+ Proceso de oferta digital
+ Enlace directo con Bauerfeind Tecnología de medición BODYTRONIC
+ Historial médico del paciente para el archivado de datos de medición y tratamiento
+ Asistencia a través del servicio de atención al cliente, E-Mail, formulario de contacto: experts.bauerfeind.com/contact

TERMINACIONES Y LIGAS
SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN COMODIDAD

TERMINACIONES
SEGURAS Y CÓMODAS

Nuestras terminaciones y ligas hacen que las medias de compresión queden firmemente colocadas y no se deslicen. Además de suaves y transpirables, sus materiales son además respetuosos con la piel y especialmente cómodos de llevar. Infórmese más detalladamente sobre cada modelo y los distintos diseños.





Ilustración aproximada

BORDE DE PUNTO
Para todas las medias de compression

La terminación suave ofrece una gran comodidad de uso sin cortar la circulación. Su aspecto neutro permite su uso tanto por hombres como por mujeres.




Ilustración aproximada

ELÁSTICOS CONFORT
Para los modelos de pantys

Gracias a su gran elasticidad y a la anchura de los elásticos, esta terminación ofrece una gran adaptabilidad y comodidad. Se mantienen perfectamente colocados sin dobleces.



CINTURILLA
Para pantis VenoTrain impuls (standard)

Terminación plana con cinta elástica sin revestimiento de silicona y con una gran comodidad de uso.



FIJACIÓN A LA CADERA

La fijación a la cadera sin revestimiento de silicona refuerza la sujeción de la media y ofrece una extraordinaria libertad de movimiento. Está recomendada para pieles sensibles y puede usarse tanto unilateral como bilateralmente.

LIGAS
SEGURAS E INDIVIDUALES



MICROMOTAS

La liga es extremadamente elástica y con sus pequeñas motas planas casi ni se nota que se lleva puesta; se puede llevar discretamente debajo de prendas ajustadas y no deja marcas de presión en la piel. Con una suave superficie, el material respetuoso con la piel se adapta cómodamente al contorno de la pierna.



ENCAJE DELICADO

Altamente elástica, la liga incorpora un recubrimiento liso y casi impalpable, que proporciona una sujeción simplemente perfecta. Se ajusta óptimamente al contorno de la pierna, incluso en el caso de pacientes con el tejido conectivo blando.



MOTAS

Nuestra liga clásica se utiliza sobre todo en las medias al muslo.
Material respetuoso con la piel, diseño neutro. Para los que aman la sencillez.



MOTAS CON ESTAMPADO

Esta liga respetuosa con la piel tiene un diseño elegante especialmente pensado para la mujer.

PROGRAMA DE ENTREGA DE SERIE
PRODUCTOS CON MALLA CIRCULAR

MODELO		TALLA	CCL			TERMINACIÓN/LIGA								PUNTERA	
VenoTrain			1	2	3	Tejido de punto/ Rebordes confort	Cinturilla	Encaje delicado	Micromotas	Motas	Motas con estampado	Silicona delicada	Fijación a la cadera	cerrada	abierta
discrétion	**AD**	I–IV	●*	●**		●								●	●
	AG	I–IV	●*	●**						●	●			●	●
	AT	I–IV	●*	●**		●								●	●
micro	**AD**	S–XL	●	●		●				●				●	●
	AG	S–XL	●	●				●	●	●	●			●	●
	AT	S–XL	●	●		●								●	●
	ATU	S–XL	●	●		●								●	●
micro Design Edition (Jive, Tango)	**AD**	S–XL	●	●		●								●	
	AG	S–XL	●	●				●	●	●	●			●	
	AT	S–XL	●	●		●								●	
soft	**AD**	S–XL	●	●		●				●				●	●
	AG	S–XL	●	●				●	●	●	●			●	●
	AGHB	S–XL	●	●									●	●	●
	AT	S–XL	●	●		●								●	●
soft S	**AD**	XS–XL	●	●		●				●				●	●
	AG	XS–XL	●	●				●	●	●	●			●	●
impuls	**AD**	I–VI		●	●	●				●				●	●
	AG	I–VI		●	●					●				●	●
	AGHB	I–VI		●	●								●	●	●
	AT	I–VI		●	●		●							●	●
business	**AD**	S–XL	●	●		●								●	
hero	**AD**	S–XL		●		●								●	
cocoon	**AD**	S–XL		●		●								●	
ulcertec 39 moderate	**AD**	XS–XL	34–46 mmHg			●								Media interna	Media externa
	AG											●			
	AD/AG					●									
ulcertec 46 strong	**AD**	XS–XL	34–46 mmHg			●								Media interna	Media externa
pure	**AD**	S–XL	●	●		●				●				●	●
	AG	S–XL	●	●						●				●	●
	AT	S–XL	●	●		●								●	●

* 10–15 mmHg ** 15–20 mmHg

MODELOS



AD Media corta

AF Media a medio muslo

AG Media larga

AGHB Media larga con fijación a la cadera

AT Panty

ATU Panty para embarazo

ATH Panty para caballeros sin abertura

ATX Panty con compresión abdominal

ATE Panty con una sola pierna


Puntera cerrada

Punta del pie abierta

PROGRAMA DE ENTREGA A MEDIDA
PRODUCTOS CON MALLA CIRCULAR

MODELO		CCL			TERMINACIÓN/LIGA							PUNTERA			
VenoTrain		1	2	3	Tejido de punto / Rebordes confort	Encaje delicado	Micromotas	Motas	Motas con estampado	Silicona delicada	Fijación a la cadera	cerrada	abierta	Sin pie	Roma
micro	**AD**	▲	▲		▲			▲				▲	▲		
	AF	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲		
	AG	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲		
	AT	▲	▲		▲							▲	▲		
	ATU	▲	▲		▲							▲	▲		
micro Design Edition (Jive, Tango)	**AD**	▲	▲		▲							▲			
	AG	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲			
	AT	▲	▲		▲							▲			
soft	**AD**	▲	▲		▲			▲				▲	▲	▲	▲
	AF	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲
	AG	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲
	AGHB	▲	▲								▲	▲	▲	▲	▲
	AT	▲	▲		▲							▲	▲	▲	▲
	ATU	▲	▲		▲							▲	▲	▲	
	ATH	▲	▲		▲							▲	▲	▲	
	ATX	▲	▲		▲							▲	▲	▲	
	ATE	▲	▲		▲							▲	▲	▲	
soft S	**AD**	▲	▲		▲			▲				▲	▲		
	AG	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲		
impuls	**AD**		▲	▲	▲			▲				▲	▲		
	AG		▲	▲				▲				▲	▲		
	AGHB		▲	▲							▲	▲	▲		
	AT		▲	▲	▲							▲	▲		
	ATH		▲	▲	▲							▲	▲		
	ATX		▲	▲	▲							▲	▲		
business	**AD**	▲	▲		▲			▲				▲			
ulcertec 39 moderate	**AD**	34 – 46 mmHg			▲							Media interna	Media externa		
	AG									▲					
ulcertec 46 strong	**AD**	34 – 46 mmHg			▲							Media interna	Media externa		
pure	**AD**	▲	▲		▲			▲				▲	▲		
	AG	▲	▲					▲				▲	▲		
	AT	▲	▲		▲							▲	▲		

Para información sobre los modelos de serie y a medida, consulte por favor la lista de precios actuales. Encontrará el programa de entrega **Tratamiento a medida de los productos para linfología**, así como la lista de precios, en el catálogo de productos actual Linfología (n.º de art. 271 4210 1001 001).



PRESTACIONES ADICIONALES MODIFICACIONES | REPARACIONES
SERVICIO INDIVIDUAL AL CLIENTE

PRESTACIONES ADICIONALES PARA PEDIDOS NUEVOS
▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

	micro	**micro** DESIGN EDITION	**soft**	**soft S**	**impuls**	**business**	**pure**
Tejido de la puntera Aumentar o acortar (3 – 10 cm)	▲		▲	▲	▲		
Puntera Costura por el exterior	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Puntera Más ancha, más estrecha, anatómica	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Parte abdominal Delante/detrás – dos costuras	▲		▲*		▲		
ATH Con ranura longitudinal			▲		▲		
ATH Con ranura transversal			▲		▲		
AT Con refuerzo en entrepierna	▲		▲		▲		▲
Cosido de una abertura para estoma (solo para pedidos suplementarios)			▲				

* Contacte por favor con el servicio de atención al cliente de Bauerfeind.

MODIFICACIONES Y REPARACIONES

● SERIE
▲ CONFECCIÓN A MEDIDA

		micro	micro DESIGN EDITION	soft	soft S	impuls	business	hero	cocoon	ulcertec	pure
Borde superior de la media	Renovación de la liga	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	▲			●▲	●▲
	Borde de punto de la liga de sujeción	●▲		●▲	●▲	●▲	▲				
	Estrechar o ensanchar la liga	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	▲			●▲	●▲
	Retirar la parte para la cadera y cosido de la liga			●▲		●▲					
AT	Acortar la parte abdominal (a excepción de ATX)	●▲	●▲	●▲		▲					●▲
	Alargar la parte lumbar			▲*		▲					
	Estrechar la cuña (a excepción de ATX)	▲*		▲*		▲					▲
	Ensanchar la cuña (a excepción de ATX)	▲*		▲*		▲					▲*
	Refuerzo en entrepierna y muslos (a excepción de ATX)	▲		▲		▲					
	Cambiar AT por AG con liga de sujeción	▲	▲	▲		▲					▲
AGHB	Renovación de la correa para la cadera			●▲		●▲					
	Acortar la parte la cadera			●▲		●▲					
	Alargar / acortar la para la cadera			▲		▲					
Abertura para estoma con posterioridad o entrepierna abierta (a excepción del ATX)				▲							
Acortar media	AD máx. en 3 cm	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲				●▲	●▲
	AF máx. en 4 cm	▲		▲							
	AG máx. en 5 cm	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲				●▲	●▲
Cambiar color de claro a oscuro**		▲	▲	▲	▲	▲					
Modificación en la puntera	Cambiar puntera cerrada a abierta	▲*		▲*	▲*	▲*					▲*
	Acortar puntera abierta (a partir de 3 cm)	▲		▲	▲	▲				▲	▲
Reparación, si es posible	Agujero*	●▲		●▲	●▲	●▲	●▲	●	●	●▲	
	Carrera en la media*	●▲		●▲	●▲	●▲	●▲	●	●	●▲	
	Costura parte abdominal	●▲		●▲		▲					
	Hilo salido*	●▲		●▲	●▲	●▲	●▲	●	●	●▲	

* Contacte por favor con el servicio de atención al cliente de Bauerfeind.
** Por favor, no se pruebe las medias. Una vez entrado en contacto con la piel ya no es posible el cambio de color.

Para información sobre los modelos, números de artículo y precios de los productos de serie o a medida, consulte la lista de precios actual (n.º de art. 271 2000 0020 001). Encontrará el **programa de entrega para el tratamiento a medida de los productos para linfología**, así como la lista de precios, en el catálogo de productos actual Linfología (n.º de art. 271 4210 1000 001). Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente Bauerfeind.

OTRAS ÁREAS DE PRODUCTOS DE BAUERFEIND



Los pies son la base del cuerpo.
Las **PLANTILLAS ORTOPÉDICAS** descargan los pies, las articulaciones de la rodilla y de la cadera, así como la espalda. Sirven de soporte al pie en su funcionamiento natural y, así, pueden ejercer una acción biomecánica positiva en el cuerpo.

Porque cada pie tiene sus propias necesidades, Bauerfeind tiene más de 400 modelos distintos.



VENDAJES Y ORTESIS
de Bauerfeind ayudan después de sufrir lesiones, así como en caso de afecciones ortopédicas crónicas y agudas.

Mejoran la sensación de estabilidad y dan una impresión de seguridad en las actividades diarias y en la práctica deportiva. Para ayudar óptimamente a la fisioterapia, los vendajes y ortesis están confeccionados con materiales livianos y transpirables.

Gracias a soluciones innovadoras como los cierres rápidos o los elementos auxiliares de colocación integrados, son fáciles de manejar en el día a día y convencen por su máxima calidad.



LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE EDEMAS
Cada día resulta más agradable si nos sentimos mejor.
Y para ello se han desarrollado las medias de compresión VenoTrain® curaflow, de punto plano y hechas a medida.

Este accesorio versátil y colorido se adapta a la perfección a las formas individuales de las piernas, los brazos, las manos o el pecho (tórax) de los pacientes con linfedema y lipoedema.

VenoTrain® curaflow disminuye el dolor de tensión y proporciona un alivio notable para que los pacientes puedan hacer su vida cotidiana sintiéndose libres, seguros de sí mismos y atractivos.

LOS PRODUCTOS ORTOPÉDICOS DEMUESTRAN SU EFICACIA*

*** Los vendajes / ortesis, medias de compresión y plantillas ayudan a que los pacientes vuelvan a ponerse en pie lo más rápido posible después de sufrir lesiones y en caso de enfermedades.**
(Fuente: encuesta representativa para pacientes, llevada a cabo por el Instituto de Demoscopia Allensbach (Alemania) en nombre de eurocom e.V., 2023, n=1.300 usuarios de vendajes/ortesis, medias de compresión y plantillas)

Encontrará una vista general de todas las áreas de tratamiento en Internet en:
experts.bauerfeind.com

CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA DE BAUERFEIND AG (TCG)

Precios
Los precios indicados son precios netos en euros ex fábrica y no incluyen el IVA legal.

Envío
El envío corre por cuenta y riesgo del comprador, aunque éste no se haga cargo de los gastos de transporte. Las interrupciones operacionales que puedan afectarnos a nosotros o a nuestros proveedores, la falta de personal capacitado, posibles huelgas, cierres patronales y acontecimientos de fuerza mayor son causas de retraso en la entrega y nos eximen de cualquier obligación de entrega durante el tiempo de dicho impedimento.

Gastos de envío
Calculamos nuestros gastos de envío como tarifa plana de 7,00 euros para un valor total neto del pedido de hasta 50,00 euros, y de 4,00 euros para un valor total neto del pedido de hasta 200,00 euros. No se aplicarán gastos de envío cuando el pedido contenga productos a medida. Los gastos de envío especiales se cobrarán a precio de coste.

Devoluciones
Las devoluciones fuera de los plazos de garantía solo se aceptarán previo aviso y aprobación por nuestra parte, siempre que se presenten los documentos de entrega originales; se entiende que la mercancía devuelta está en buen estado. Nos reservamos el derecho a denegar la aceptación de cualquier remesa devuelta. Salvo en caso de garantía, cobramos los gastos de tramitación de las devoluciones. Para las devoluciones en el plazo de un mes desde la fecha de entrega, este cargo es de 10,00 euros por cada envío de devolución. Para las mercancías devueltas un mes o más después de la fecha de entrega, se cobra una tasa de tramitación del 20 por ciento del valor neto del pedido, o un máximo de 25,00 euros por producto y unidad; para las devoluciones entre seis y doce meses después de la fecha de entrega, la tasa es del 40 por ciento del valor neto del pedido, o una tasa máxima de 50,00 euros por cada producto y unidad.

No se aceptarán devoluciones de productos fuera del periodo de garantía o 12 meses o más después de la fecha de entrega. No se aceptarán devoluciones de productos confeccionados a medida.

Pagos
A menos que se acuerde lo contrario de forma individual y por escrito, los pagos deben efectuarse inmediatamente después de la entrega. Ofrecemos un descuento del 4 por ciento para los pagos realizados por domiciliación bancaria y un descuento del 3 por ciento para los pagos realizados dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura. Por lo demás, el plazo de pago es de 30 días netos. Se considerará que el comprador ha incurrido en mora una vez transcurridos 30 días desde la fecha de la factura. A partir de ese momento, cualquier otra entrega se efectuará únicamente previo pago por adelantado. A partir del momento en que se retrase el pago, cobraremos un interés de demora del ocho por ciento por encima del tipo de interés básico aplicable. Los pagos por cheque, giro bancario, etc., se consideran realizados cuando el importe ha sido finalmente abonado en nuestra cuenta.

Retención de propiedad
Nosotros conservamos la propiedad de toda la mercancía hasta que el comprador haya abonado todos los montos pendientes conforme a nuestra relación comercial con él. La reserva de propiedad también se aplicará proporcionalmente a las mercancías que hayan sido procesadas o modificadas de cualquier otro modo. En caso de venta de la mercancía, todas las reclamaciones de terceros se considerarán cedidas a nosotros sin reservas hasta el importe total que nos corresponda.

Sin perjuicio de dicha asignación, el comprador tiene el derecho al cobro de dichas cantidades. Nuestro derecho a cobrar las cantidades no se ve afectado por la disposición anterior; sin embargo, nos comprometemos a abstenernos de dicho cobro a menos que el comprador incumpla sus obligaciones de pago. Si el comprador incumple sus obligaciones de pago, podemos exigir al comprador que revele los créditos asignados y los nombres de los deudores, proporcione toda la información necesaria para el cobro de la deuda, entregue todos los documentos necesarios e informe a los deudores (terceros) de la asignación. El comprador no tendrá derecho a vender, empeñar o ceder la mercancía como garantía. Los empeños, confiscaciones o cualquier otra disposición tomada por un tercero deberán ser comunicados sin demora por el comprador, y se facilitará toda la información y los documentos necesarios para que podamos defender nuestros derechos. Nos comprometemos a liberar, a petición del comprador, cualquier garantía que exceda un crédito garantizado que no se haya reembolsado en más del 20 %.

Reclamaciones
Las reclamaciones de garantía en relación con defectos evidentes serán nulas si no recibimos una notificación inmediata por escrito de estas reclamaciones de acuerdo con el artículo 377 del Código de Comercio alemán (HGB). Los derechos de garantía también prescribirán un año después de la entrega de la mercancía adquirida. Si el producto es defectuoso se procederá, según nuestro criterio, a una entrega de sustitución o a una reparación. Por razones de higiene, las reparaciones solo se realizarán en productos que hayan sido lavados o se encuentren completamente higienizados. En caso de recibir productos no lavados, nos reservamos el derecho a reclamar una suma adecuada por trabajos adicionales. En caso de que cumplamos con nuestras obligaciones de cumplimiento posterior, especialmente en lo que respecta a la reparación de los defectos o a la entrega de la mercancía sin defectos, el cliente no podrá exigir una reducción del precio ni rescindir el contrato, a menos que nuestros intentos de cumplimiento posterior hayan fracasado. Los defectos causados por el desgaste normal, el uso excesivo, el mal uso, la falta de cuidado o el incumplimiento de las instrucciones de uso, no están cubiertos por la garantía.

Responsabilidad
A menos que se produzca un comportamiento gravemente negligente o doloso por nuestra parte o por la de nuestros representantes o agentes, queda excluida la responsabilidad por daños y perjuicios. Esta limitación de la responsabilidad no se aplicará a los daños debidos a lesiones contra la vida, la integridad física o la salud, ni a la violación de una obligación contractual esencial.

Lugar de jurisdicción
El lugar de cumplimiento de la entrega es la sede de nuestra empresa. El lugar de jurisdicción para todos los litigios derivados de la relación comercial es Gera, Alemania.

Cláusula de separabilidad
El hecho de que alguna disposición individual de estas condiciones de venta y entrega sea o se convierta en inválida, no afectará a la validez de las disposiciones restantes. La disposición no válida será reemplazada por una disposición válida que refleje lo más fielmente posible la intención económica original de las partes.

Cláusula de protección de datos / grabación de conversaciones
Por motivos de calidad entre otros, grabamos y registramos las llamadas, los faxes, los correos electrónicos y la correspondencia entre el comprador y nuestros empleados. Todas las grabaciones están al servicio de las disposiciones legales, que deben cumplirse con los productos médicos solicitados. Las grabaciones se borrarán automáticamente de acuerdo con las disposiciones legales. Ninguno de los datos grabados será revelado a terceros, si no es necesario por decisión judicial o a petición de las autoridades fiscales o sanitarias locales. El comprador da su consentimiento para que se realicen dichas grabaciones y registros.

Para más información sobre la última versión de la Política General de Protección de Datos de Bauerfeind AG, consulte www.bauerfeind.de/ds.

Última actualización: Febrero 2022

Para más información sobre indicaciones, contraindicaciones y manejo del producto que necesite, lea las correspondientes instrucciones de uso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Toda la información que aparece en este catálogo está actualizada a la fecha de la primera publicación. En función de la información facilitada, el catálogo permite una primera visión general y sugiere algunas, pero no la totalidad, de las opciones de diagnóstico y tratamiento médico sólo a los expertos. Este catálogo no está destinado a los pacientes. Aunque tiene una base científica, el catálogo no pretende de ninguna manera ser completo ni mostrar toda la doctrina existente. Todo el contenido de este catálogo, incluyendo extractos, sin importar cómo se haya publicado, y especialmente en lo que respecta a los diagnósticos y formas de tratamiento (en texto, fotos, gráficos, imágenes u otro material) debe entenderse como una ayuda no vinculante para el tratamiento que debe ser decidido en última instancia por el médico, el doctor u otros profesionales facultativos. La intención del catálogo no es ofrecer la totalidad de aspectos médicos y de discusión científica más recientes que deben ser considerados obligatoriamente antes de tomar medidas. Recomendamos encarecidamente el consejo médico individual. En caso de duda, solicite la opinión adicional de expertos médicos, que estaremos encantados de facilitar.

MOTION IS LIFE
CON LA COMPRESIÓN DE BAUERFEIND

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia que hacernos? No dude en contactarnos:

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-10 00
F +49 (0) 36628 66-19 99
E info@bauerfeind.com

SPAIN
Bauerfeind Ibérica, S.A.
Calle Albacete, 23, Entresuelo C
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

BAUERFEIND.ES

Rev.3 – 2025-03